

# *Physiotechnica*

оборудование для медицинских  
и санаторно-курортных центров

- Собственное производство водолечебного оборудования «Physiotechnica»
- Проектирование лечебных отделений, водолечебных комплексов, спа-центров

ООО «Физиотехника»

г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д.23, лит. А, пом. 2-Н  
тел/факс (812) 321-67-80, 8-800-511-67-80 (бесплатный звонок по РФ); e-mail: mail@pt-med.ru  
[www.pt-med.ru](http://www.pt-med.ru)

# 1. ВОДОЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## 1.1 Оборудование производства «Physiotechnica»

Наименование	Цена, руб.
<b>ВАННЫ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ДУШ-МАССАЖА (ПДМ)</b>	
<b>Ванна водолечебная «Хаббарда» для подводного душ-массажа в форме «бабочка»</b> (1700/1305 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки)+ Гидрофорсунки (12 шт, с системой аэрации) со ступенькой	<b>980 000</b>
<b>Ванна для подводного душ-массажа «Атланта»</b> (1200/800 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки), съемный подголовник со ступенькой	<b>737 000</b>
<b>Дополнительные опции для ванны «Атланта»</b>	
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали)	<b>120 000</b>
Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу, насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)	<b>79 000</b>
Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов)	<b>46 000</b>
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	<b>95 000</b>
<b>Ванна водолечебная «Гольфстрим» для подводного душ-массажа</b> (650/570 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки) со ступенькой	<b>660 000</b>
<b>Дополнительные опции для ванны «Гольфстрим»</b>	
Аэрофорсунки (18 шт, из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий)	<b>130 000</b>
Гидрофорсунки (16 шт, зона спины – 8 шт, зона стоп – 4 шт, зона бедер – 4 шт, с системой аэрации)	<b>120 000</b>
Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов)	<b>46 000</b>
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	<b>95 000</b>
Система подводного пневмогидромассажа ( <b>подводный вакуум</b> )	<b>110 000</b>
Насадка на шланг ПДМ дождевая/щелевая	<b>5 500</b>
<b>Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном для подводного душ-массажа</b> , (450/320 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник) со ступенькой	<b>555 000</b>
<b>Дополнительные опции для ванны Оккервиль</b>	
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)	<b>120 000</b>
Гидрофорсунки (16 шт, с системой аэрации)	<b>120 000</b>
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	<b>39 000</b>
Система хромотерапии(32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	<b>95 000</b>
Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор)	<b>144 000</b>
Насадка на шланг ПДМ дождевая/щелевая	<b>5 500</b>
Упор для ног детский	<b>19 000</b>
<b>Ванна водолечебная «Ладога» для подводного душ-массажа</b> (480/340 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник) со ступенькой	<b>600 000</b>

**Дополнительные опции для ванны Ладога**

Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)+ Гидрофорсунки (24 шт, с системой аэрации)	<b>295 000</b>
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	<b>39 000</b>
Система хромотерапии(16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	<b>69 000</b>
Система подводного пневмогидромассажа ( <b>подводный вакуум</b> )	<b>110 000</b>
Насадка на шланг ПДМ дождевая/щелевая	<b>5 500</b>
<b>Устройство подводного гидромассажа -тангентор «АкваЭйр»</b>	<b>204 000</b>
Система подводного пневмогидромассажа ( <b>подводный вакуум</b> )	<b>110 000</b>

**БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВАННЫ ДЛЯ ПРЕСНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ**

<b>Ванна водолечебная «Оккервиль» анатомической формы бальнеологическая</b> , адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (350/300л.) со ступенькой	<b>355 000</b>
<b>Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном бальнеологическая</b> , адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (450/320 литров) со ступенькой	<b>375 000</b>
<b>Ванна водолечебная «Ладога»</b> , адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (480/340 литров) со ступенькой	<b>420 000</b>

**Дополнительные опции для ванн**

Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)	<b>120 000</b>
Гидрофорсунки для ванны «Оккервиль» (16 шт, с системой аэрации)	<b>120 000</b>
Гидрофорсунки для ванны «Ладога» (24 шт, с системой аэрации)	<b>175 000</b>
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	<b>39 000</b>
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды	<b>50 000</b>
Система хромотерапии для ванны «Оккервиль» (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	<b>95 000</b>
Система хромотерапии для ванны «Ладога» (16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) только для пресной воды	<b>69 000</b>
Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор)	<b>144 000</b>
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.)	<b>25 000</b>
Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора)	<b>20 000</b>
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды (рама из нержавеющей стали)	<b>46 000</b>
Крышка на ванну для применения с сероводородной водой	<b>39 000</b>
Отвод паров над поверхностью воды для подсоединения к системе вентиляции (рекомендуется использовать с крышкой)	<b>19 000</b>
Упор для ног детский (к ванне «Оккервиль» с плоским дном)	<b>19 000</b>
ВОД 58.2 пузырьковая решетка	<b>35 000</b>
Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт	<b>1390 евро</b>

<b>Ванна водолечебная «Оккервиль» бальнеологическая для агрессивной среды</b> (фурнитура пластик, рама из нержавеющей стали ) (400/300л.) со ступенькой	<b>390 000</b>
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)	<b>120 000</b>
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды	<b>50 000</b>

Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.)	25 000
Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора)	20 000
Крышка на ванну для применения с сероводородной водой	39 000
Отвод паров над поверхностью воды для подсоединения к системе вентиляции (рекомендуется использовать с крышкой)	19 000
ВОД 58.2 пузырьковая решетка	35 000
Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт	1390 евро
<b>Ванна водолечебная поворотная «Неман» (320/250 л) с автоматической системой наклона лежа с помощью электропривода со ступенькой</b>	550 000
Аэрофорсунки (18 шт, из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий)	130 000
Система хромотерапии WaterLight (14 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	65 000
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.)	25 000
<b>ГИДРОАЭРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ с электронным блоком управления</b>	
<b>Ванна водолечебная «Оккервиль» с электронным блоком управления (350/300 л, электронный блок управления, система зонального гидромассажа: спина (10 шт.), бедра и ноги (16 шт.), область плечевого пояса (4 шт.), система жемчужного массажа 15 шт – 105 пузырьковых отверстий, работа гидро и аэромассажа в обычном и импульсном режиме, система хромотерапии -1 лампа- 5 изменяющихся цветов) со ступенькой</b>	660 000
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	95 000
<b>ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ВАННА</b>	
<b>Ванна медицинская электрогальваническая «Аква-гальваника» с 9-тью электродами, (сенсорное управление, цветной ЖК дисплей) со ступенькой</b>	725 000
<b>Дополнительные опции для ванны «Аква-гальваника»</b>	
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки)	180 000
<b>УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ</b>	
<b>Ванна медицинская для воздушно-углекислых процедур (Сухая углекислая ванна) «ГЕЙЗЕР» (цветной ЖК дисплей, стул со спинкой, регулируемый по высоте)</b>	646 000
<b>Ванна медицинская для воздушно-углекислых, воздушно-радоновых процедур (Сухая углекислая, радоновая ванна) «ГЕЙЗЕР» (цветной ЖК дисплей, стул со спинкой, регулируемый по высоте)</b>	693 000
<b>Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой управления, (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры) со ступенькой</b>	600 000
<b>Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой управления, с ДВЕРЦЕЙ (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры, оборудована герметичной дверцей, позволяющей легко зайти в ванну)</b>	646 000
<b>Аппарат медицинский для насыщения воды углекислым газом (АНУ)</b>	155 000
Стойка для АНУ(из нержавеющей стали)	40 000

**ВАННЫ ДЛЯ КОНЕЧНОСТЕЙ**

<b>Ванна медицинская массажная вихревая для рук «Истра-Р»</b> (24 гидрофорсунок из нержавеющей стали )	<b>318 000</b>
<b>Ванна медицинская массажная вихревая для ног «Истра-Н»</b> (16 гидрофорсунок из нержавеющей стали )	<b>318 000</b>
<b>Ванна 4-х камерная «Истра-4К» бальнеологическая</b>	<b>440 000</b>
<b>Ванна 4-х камерная «Истра-4К»</b> (для грязи, нафталана, минеральных и других агрессивных сред)	<b>468 000</b>
<b>Ванна 4-х камерная гидрогальваническая «Истра-4К»</b> (с поворотным ЖК-дисплеем на 360°)	<b>652 000</b>
<b>Ванна 4-х камерная струйноконтрастная «Истра-4К»</b> (с поворотным цифровым сенсорным дисплеем на 360°)	<b>584 000</b>
<b>Ванна 4-х камерная гидрогальваническая струйноконтрастная «Истра-4К»</b> (с поворотным ЖК-дисплеем на 360°)	<b>779 000</b>
<b>Дополнительные опции и вспомогательное оборудование для камерных ванн</b>	
Дополнительная система налива для минеральной воды (кран -2 шт.)	<b>49 000</b>
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды для камерных ванн	<b>28 000</b>
Трехходовой кран для грязевой ванны (адаптация слива под вакуумную систему удаления)	<b>58 000</b>
Оснащение жемчужной решеткой с краном подачи сжатого воздуха (без компрессора) для 4-х камерной ванны	<b>62 000</b>
Оснащение жемчужной решеткой с краном подачи сжатого воздуха (без компрессора) для ванны «Истра-Н»	<b>62 000</b>
Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт	<b>1390 евро</b>
Брызгозащитные крышки для 4-х камерных ванн «Истра-4К»	<b>25 000</b>
Подъемник для опускания пациента в ванну (камерную) (передвижной, грузоподъемность 150 кг)	<b>187 000</b>
Стул для пациента к камерным ваннам , стальной каркас	<b>18 000</b>
Стул для пациента к камерным ваннам, нерж. каркас (устойчивый к агрессивным средам, поворачивающиеся колеса имеют обрезиненные ролики и стопора)	<b>46 000</b>
<b>Ванна водолечебная сидячая "Онега" (450/360 л)</b> адаптированная для применения в пресной и минеральной воде со ступенькой	<b>330 000</b>
<b>Дополнительные опции для ванны Онега</b>	
Аэрофорсунки (14 шт, из нержавеющей стали, 98 пузырьковых отверстий) и Гидрофорсунки (24 шт,)	<b>285 000</b>
Гидрофорсунки (24 шт, с системой аэрации)	<b>175 000</b>
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	<b>39 000</b>
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт)	<b>25 000</b>
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды	<b>46 000</b>
<b>БЕСКОНТАКТНЫЙ ГИДРОМАССАЖ</b>	

<b>Ванна для сухого гидромассажа «Кватроджет»</b> (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, круговое/прямое перемещение 2х или 4х форсунок, регулировка мощности форсунок от 1 до 6 атм, учет роста, подсветка дна кушетки) <b>светопрозрачное ложе с хромотерапией</b>	<b>1 440 000</b>
<b>Ванна для сухого гидромассажа «Кватроджет»</b> (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, круговое/прямое перемещение 2х или 4х форсунок, регулировка мощности форсунок от 1 до 6 атм, учет роста, подсветка дна кушетки) <b>ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный</b>	<b>1 330 000</b>
<b>Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА»</b> (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, 24 статичных форсунок, мощностью 1,6 атм, подсветка дна кушетки) <b>светопрозрачное ложе с хромотерапией</b>	<b>790 000</b>
<b>Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА»</b> (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, 24 статичных форсунок, мощностью 1,6 атм) <b>ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный</b>	<b>760 000</b>
<b>Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА»</b> (1 стандартная программа, 12 статичных форсунок, мощностью 1,6 атм, фиксированная температура подогрева ложа, управление с помощью кнопки включения) <b>светопрозрачное ложе с хромотерапией</b>	<b>550 000</b>
<b>Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА»</b> (1 стандартная программа, 12 статичных форсунок, мощностью 1,6 атм, фиксированная температура подогрева ложа, управление с помощью кнопки включения), <b>ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный</b>	<b>520 000</b>
<b>Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА»</b> (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), <b>светопрозрачное ложе с хромотерапией</b>	<b>330 000</b>
<b>Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА»</b> (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), <b>ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный</b>	<b>300 000</b>
<b>Дополнительные опции для кушетки «АКВАСПА»</b>	
Ступень для кушетки	<b>16 000</b>
<b>ВАННЫ СУХОГО ФЛОАТИНГА</b>	
<b>Ванна сухого флоатинга «Посейдон» с гидромассажем, типоразмер макси</b> (для взрослых, ЖК цветной сенсорный дисплей, 8 гидрофорсунок, с вибродинамиками, со ступенькой)	<b>1 909 000</b>
<b>Ванна сухого флоатинга «Посейдон» с гидромассажем, типоразмер мини</b> (для детей, ЖК цветной сенсорный дисплей, 8 гидрофорсунок, с вибродинамиками, со ступенькой)	<b>1 300 000</b>
<b>СИСТЕМЫ ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА</b>	
<b>Система тракции автоматическая интеллектуальная «АИСТ»</b> -вертикальное вытяжение позвоночника в бассейне (усилие задается электроникой)	<b>1 090 000</b>

<b>Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА»</b> для подводного горизонтального вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л) , система вытяжения позвоночника (механическая), комплект поясов и ремней, перекаточной подъемник с кушеткой (электропривод, аккумуляторная батарея или питание от сети), ступенька	<b>1 100 000</b>
<b>Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с механической системой вытяжения</b>	
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки )	<b>180 000</b>
Система шейного вытяжения позвоночника	<b>55 000</b>
Аэрофорсушки (16 шт, нержавеющая сталь)	<b>120 000</b>
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	<b>95 000</b>
Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу, насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)	<b>79 000</b>
<b>Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА»</b> для подводного горизонтального вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л) , система дозированного вытяжения позвоночника (электронная), комплект поясов и ремней, аварийная кнопка остановки процедуры пациентом, перекаточной подъемник с кушеткой (электропривод, аккумуляторная батарея или питание от сети), ступенька	<b>1 330 000</b>
<b>Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с электронной системой вытяжения</b>	
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки )	<b>180 000</b>
Система шейного вытяжения позвоночника	<b>55 000</b>
Аэрофорсушки (16 шт, нержавеющая сталь)	<b>120 000</b>
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	<b>95 000</b>
Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу, насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)	<b>79 000</b>
<b>Вспомогательное оборудование и аксессуары для комплексов вытяжения позвоночника «Атланта»</b>	
<b>Кушетка передвижная</b> (для перемещения пациента с ложа подъемника после вытяжения позвоночника и дальнейшего послепроцедурного отдыха)	<b>125 000</b>
<b>Комплект бандажей</b> регулируемых по размеру (грудной – 2 шт., поясничной – 2 шт.)	<b>36 000</b>
<b><u>МЕДИЦИНСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ</u></b>	
<b>Устройство для перемещения пациента в бассейн (Подъемник с длинной или короткой стрелой</b> из нержавеющей стали ,грузоподъемность 150 кг, питание от аккумуляторной батареи или от сети)	<b>550 000</b>
<b>Устройство для перемещения пациента в бассейн (Подъемник с вертикальным перемещением,</b> из нержавеющей стали адаптирован для применения в слабо минерализованной воде, грузоподъемность 150 кг, питание от аккумуляторной батареи или от сети)	<b>715 000</b>
<b>Дополнительные опции к сиденью подъемника</b>	
Поддержка для ног	<b>44 000</b>
Ремень поддерживающий для пациента	<b>24 000</b>
Откидывающиеся подлокотники	<b>50 000</b>
<b><u>ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ВАНН</u></b>	

<b>Система для подъема и перемещения пациентов "Ассистент"</b> (корпус подъемника, пульт управления, зарядное устройство, люлька)	<b>418 000</b>
<b>Дополнительные опции к системе «Ассистент»</b>	
Стойка передвижная на колесиках с направляющей (2,5 м)	<b>145 000</b>
Потолочная направляющая 1 м.п.	<b>22 000</b>
Люлька подъемника	<b>22 000</b>
<b>Подъемник для опускания пациента в ванну</b> (передвижной, трехсекционное ложе, грузоподъемность 150 кг, полностью из нержавеющей стали, адаптирован для применения в слабо минерализованной воде, питание от аккумуляторной батареи или от сети)	<b>495 000</b>
<b>Подъемник для опускания пациента в ванну (камерную)</b> (передвижной, грузоподъемность 150 кг)	<b>187 000</b>
<b>ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ</b>	
<b>Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Экстра»</b> (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ «Модерн» с дождевым, циркулярный душ «Классика» с дождевым, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды осуществляется термостатом 1 ¼", расположенным на пульте управления, обеспечивает одновременную работу трех терапевтических душей)	<b>770 000</b>
<b>Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Оптима»</b> (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды осуществляется 2 термостатами ¾", расположенными на пульте управления)	<b>600 000</b>
<b>Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Стандарт»</b> (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры кранами)	<b>495 000</b>
<b>Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом Оптима»</b> (душ Шарко 1 струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры термостатом ¾ )	<b>495 000</b>
<b>Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом»</b> (душ Шарко 1 струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры кранами)	<b>440 000</b>
<b>Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Настенная панель»</b> (регулировка температуры воды осуществляется термостатом ¾, струевой душ, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой)	<b>390 000</b>
<b>ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ</b>	
<b>Душ Виши мод. 2</b> (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела с 5 форсунками (крепёж к кушетке), термостатический смеситель, кран включения душа и дополнительная лейка смонтированы на кушетке, подушка и матрас из влагонепроницаемого материала)	<b>330 000</b>
<b>Душ Виши мод. 3</b> (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела с 5 форсунками (крепёж к стене), настенная панель управления с кранами включения форсунок и душа, подушка и матрас из влагонепроницаемого материала)	<b>370 000</b>



Душ Шарко «ВУОКСА» «Стандарт» - контрастный душ (2 струи, регулировка температуры воды осуществляется шаровыми кранами) с подлокотниками	265 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Оптима» - контрастный душ (2 струи, регулировка температуры воды осуществляется 2-мя термостатами ¾”) с подлокотниками	365 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом» (1 струя, регулировка температуры воды осуществляется шаровыми кранами)	210 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом Оптима» (1 струя, регулировка температуры воды осуществляется термостатом ¾”)	265 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Настенная панель» (настенный пульт управления, 1 струя, регулировка воды 10-50°С осуществляется термостатом ¾”)	180 000
Система Кнайпа к душу Шарко (только к мод. Эконом Оптима, Оптима, Экстра)быстрая смена температуры воды в одном сопле	45 000
<b>Восходящий душ с поясничной форсункой</b>	46 000
<b>Циркулярный душ «Модерн»</b> (с горизонтально расположенными трубами, отключающимся верхним полукругом и большим дождевым душем)	125 000
<b>Циркулярный душ «Классика»</b> (с вертикально расположенными трубами и большим дождевым душем)	125 000
<b>Циркулярный душ без дождевого («Модерн» или «Классика»)</b>	110 000
<b>Детский циркулярный душ с дождевым душем</b> (высота – 1 м) («Модерн» или «Классика»)	118 000
<b>Дождевой душ</b>	48 000
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для кафедр и душей</b>	
<b>Экран отбойный</b> для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма»)	110 000
<b>Насосная станция</b> для повышения давления воды в системе горячего ИЛИ холодного водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным регулированием, системой защиты насоса от запуска без воды	110 000
<b>Шторка</b> для циркулярного или восходящего душа с крепежом	21 000
<b>СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ ДУШЕЙ</b>	
<b>Термостатический смеситель для восходящего или дождевого душа D ½</b> (настенный монтаж)	35 000
<b>Термостатический смеситель D ¾</b> (скрытый монтаж)	65 000
<b>Настенная панель для монтажа термостатического смесителя D1¼ и D ¾</b> и кранов (регулировка работы терапевтических душей)	65 000
<b>Термостатический смеситель D 1 ¼</b> для монтажа на настенную панель	173 000
<b>Кран вкл/выкл работы водолечебных душей, цена за 1 штуку</b>	
- вентильный	18 000
<b><u>КУШЕТКИ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ОБЕРТЫВАНИЯ, ОРОШЕНИЯ</u></b>	
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 1</b> (базовая комплектация: 2 слива, подушка для головы)	111 000
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 2</b> (базовая комплектация + ручной душ)	121 000

<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 3</b> (базовая комплектация + ручной душ + водный подогрев)	<b>133 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических процедур «Комфорт плюс» мод. 4</b> (Для кишечных орошений, гигиенических процедур) в комплекте со смесителем с гигиенической лейкой, матрасом	<b>156 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 05</b> (базовая комплектация: корпус с ложем, слив для грязи)	<b>135 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 06</b> (базовая комплектация: корпус с ложем, слив для грязи, водный подогрев)	<b>155 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 07</b> (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для слива грязи)	<b>135 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 08</b> (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для слива грязи, водный подогрев)	<b>155 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 09</b> (без электроподогрева)	<b>100 000</b>
<b>Кушетка "Комфорт"(с электроподогревом)</b>	<b>133 000</b>
<b>Кушетка медицинская "Комфорт плюс" мод. 10</b> для проведения орошений (Базовая комплектация: чаша со сливом в центре кушетки, мягкий матрас)	<b>154 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 11</b> (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для грязи) с подогревом/без подогрева	<b>148000 /124000</b>
Ручной душ со смесителем к кушетке серии Комфорт плюс (пластик)	<b>20 000</b>
Матрас для кушеток серии «Комфорт плюс» (синий)	<b>25 000</b>
<b>Бачок для лечебных растворов</b>	<b>126 000</b>
Стойка к бачку	<b>40 000</b>
<b>Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА»</b> (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7 мм)	<b>330 000</b>
<b>Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА»</b> (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный, (толщина 1,0 мм).	<b>300 000</b>
<b><u>КУХНИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ И ФАНГОПАРАФИНА В СОСТАВЕ:</u></b>	
<b>Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-60 на 60л</b>	<b>686 000</b>
<b>Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-80 на 80л</b>	<b>770 000</b>
<b>Котел для подготовки фангопарафина ГФ-2-60 на 60л</b>	<b>657 000</b>
<b>Стол рабочий 2-х секц. с двумя шкафами с дверцей (1300 мм)</b>	<b>330 000</b>
<b>Стол рабочий 3-х секц. с двумя шкафами с дверцей и открытой секцией с полкой (1950 мм)</b>	<b>405 000</b>

**СИСТЕМЫ С ТЕРМОШКАФОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФАНГО-ПАРАФИНОВЫХ СМЕСЕЙ В  
ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:**

<b>Термошкаф</b> в комплекте с лотками (исполнение 1)	<b>415 000</b>
<b>Термошкаф (исполнение 1) для грязи</b>	<b>500 000</b>
<b>Стол рабочий 2-х секц. с термошкафом и шкафом с дверцей (1300 мм) (исполнение 2)</b> в комплекте с лотками	<b>495 000</b>
<b>Стол рабочий 3-х секц. с термошкафом, шкафом с дверцей и открытой секцией для лотков (1950 мм) (исполнение 4)</b> в комплекте с лотками	<b>570 000</b>
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и опции для кухни и систем</b>	
<b>Мойка со смесителем для стола рабочего</b>	<b>79 000</b>
<b>Лоток для фангопарафина</b>	<b>5 000</b>
<b>Тележка для перевозки лотков</b>	<b>42 000</b>
<b>Тележка для лечебной грязи из нержавеющей стали с ведром</b>	<b>34 000</b>
<b>Держатель для пленки шириной до 700мм, диаметром до 250 мм</b>	<b>10 000</b>
<b>Нагреватель термокомпрессов медицинский НТМ-16</b>	<b>350 000</b>
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
<b>Шторка для циркулярного или восходящего душа с крепежом</b>	<b>21 000</b>
<b>Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма»)</b>	<b>110 000</b>
<b>Ступень для кушеток, ванн (1 ступень) стеклопластик</b>	<b>16 000</b>
<b>Ступеньки для ванн (стеклопластик) (2 ступени)</b>	<b>27 000</b>
<b>Ступеньки с поручнем (стеклопластик)(2 ступени, поручень из нержавеющей стали)</b>	<b>38 000</b>
<b>Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего или холодного водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным регулированием, системой защиты насоса от запуска без воды</b>	<b>110 000</b>
<b>Выбор нестандартного цвета корпуса любого оборудования по палитре RAL*</b>	<b>27 000</b>

\* (Стандартные цвета по палитре RAL: 5012-голубой, 9003-белый, H017-светло-васильковый)