

Physiotechnica

оборудование для медицинских
и санаторно-курортных центров

- Собственное производство водолечебного оборудования «Physiotechnica»
- Проектирование лечебных отделений, водолечебных комплексов, спа-центров

ООО «Физиотехника»

г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д.23, лит. А, пом. 2-Н
тел/факс (812) 321-67-80, 8-800-511-67-80 (бесплатный звонок по РФ); e-mail: mail@pt-med.ru
www.pt-med.ru

1. ВОДОЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1.1 Оборудование производства «Physiotechnica»

Наименование	Цена, руб.
<u>ВАННЫ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ДУШ-МАССАЖА (ПДМ)</u>	
Ванна водолечебная «Хаббарда» для подводного душ-массажа в форме «бабочка» (1700/1305 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки)+ Гидрофорсунки (12 шт, с системой аэрации) со ступенькой	1 020 000
Ванна для подводного душ-массажа «Атланта» (1200/800 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки), съемный подголовник со ступенькой	767 000
Дополнительные опции для ванны «Атланта»	
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали)	125 000
Система быстрого слива (насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)	104 000
Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов)	48 000
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	99 000
Ванна водолечебная «Гольфстрим» для подводного душ-массажа (650/570 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки) со ступенькой	695 000
Дополнительные опции для ванны «Гольфстрим»	
Аэрофорсунки (18 шт, из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий)	135 000
Гидрофорсунки (16 шт, зона спины – 8 шт, зона стоп – 4 шт, зона бедер – 4 шт, с системой аэрации)	125 000
Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов)	48 000
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	99 000
Система подводного пневмогидромассажа (подводный вакуум)	115 000
Насадка на шланг ПДМ дождевая или щелевая	5 800
Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном для подводного душ-массажа , (450/320 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник) со ступенькой	577 000
Дополнительные опции для ванны Оккервиль	
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)	125 000
Гидрофорсунки (16 шт, с системой аэрации)	125 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	41 000
Система хромотерапии(32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	99 000
Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор)	150 000
Насадка на шланг ПДМ дождевая или щелевая	5 800
Упор для ног детский	20 000
Ванна водолечебная «Ладога» для подводного душ-массажа (480/340 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник) со ступенькой	622 000

Дополнительные опции для ванны Ладога	
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)+ Гидрофорсунки (24 шт, с системой аэрации)	307 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	41 000
Система хромотерапии(16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	72 000
Система подводного пневмогидромассажа (подводный вакуум)	115 000
Насадка на шланг ПДМ дождевая или щелевая	5 800
Устройство подводного гидромассажа -тангентор «АкваЭйр»	213 000
Система подводного пневмогидромассажа (подводный вакуум)	115 000
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВАННЫ ДЛЯ ПРЕСНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ	
Ванна водолечебная «Оккервиль» анатомической формы бальнеологическая , адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (350/300л.) со ступенькой	370 000
Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном бальнеологическая , адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (450/320 литров) со ступенькой	390 000
Ванна водолечебная «Ладога» , адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (480/340 литров) со ступенькой	435 000
Дополнительные опции для ванн	
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)	125 000
Гидрофорсунки для ванны «Оккервиль» (16 шт, с системой аэрации)	125 000
Гидрофорсунки для ванны «Ладога» (24 шт, с системой аэрации)	182 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	41 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды	52 000
Система хромотерапии для ванны «Оккервиль» (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	99 000
Система хромотерапии для ванны «Ладога» (16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	72 000
Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор)	150 000
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.)	26 000
Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора)	26 000
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды (рама из нержавеющей стали)	46 000
Крышка на ванну для применения с сероводородной водой	41 000
Отвод паров над поверхностью воды для подсоединения к системе вентиляции (рекомендуется использовать с крышкой)	20 000
Упор для ног детский (к ванне «Оккервиль» с плоским дном)	20 000
ВОД 58.2 пузырьковая решетка	45 000
Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт	1450 евро
Ванна водолечебная «Оккервиль» бальнеологическая для агрессивной среды (фурнитура пластик, рама из нержавеющей стали) (400/300л.) со ступенькой	406 000
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)	125 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды	52 000

Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.)	26 000
Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора)	26 000
Крышка на ванну для применения с сероводородной водой	41 000
Отвод паров над поверхностью воды для подсоединения к системе вентиляции (рекомендуется использовать с крышкой)	20 000
ВОД 58.2 пузырьковая решетка	45 000
Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт	1450 евро
Ванна водолечебная поворотная «Неман» (350/250 л) с автоматической системой наклона лежа с помощью электропривода со ступенькой	595 000
Аэрофорсунки (18 шт, из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий)	135 000
Система хромотерапии WaterLight (14 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	68 000
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.)	26 000
<u>ГИДРОАЭРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ с электронным блоком управления</u>	
Ванна водолечебная «Оккервиль» с электронным блоком управления (350/300 л, электронный блок управления, система зонального гидромассажа: спина (10 шт.), бедра и ноги (16 шт.), область плечевого пояса (4 шт.), система жемчужного массажа 15 шт – 105 пузырьковых отверстий, работа гидро и аэромассажа в обычном и импульсном режиме, система хромотерапии -1 лампа- 5 изменяющихся цветов) со ступенькой	710 000
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	99 000
Ванна водолечебная сидячая "Онега" с электронным блоком управления (SPA) (450/360 л, Аэрофорсунки (14 шт, из нержавеющей стали, 98 пузырьковых отверстий, Гидрофорсунки (24 шт), лампа для хромотерапии (подсветка воды, 5 изменяющихся цветов), со ступенькой	695 000
<u>ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ВАННА</u>	
Ванна медицинская электрогальваническая «Аква-гальваника» с 9-тью электродами, (сенсорное управление, цветной ЖК дисплей) со ступенькой	755 000
Дополнительные опции для ванны «Аква-гальваника»	
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки)	187 000
<u>УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ</u>	
Ванна медицинская для воздушно-углекислых процедур (Сухая углекислая ванна) «ГЕЙЗЕР» (цветной ЖК дисплей, стул со спинкой, регулируемый по высоте)	670 000
Ванна медицинская для воздушно-углекислых, воздушно-радоновых процедур (Сухая углекислая, радоновая ванна) «ГЕЙЗЕР» (цветной ЖК дисплей, стул со спинкой, регулируемый по высоте)	720 000
Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой управления, (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры) со ступенькой	625 000

Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой управления, с ДВЕРЦЕЙ (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры, оборудована герметичной дверцей, позволяющей легко зайти в ванну)	670 000
Аппарат медицинский для насыщения воды углекислым газом (АНУ)	162 000
Стойка для АНУ(из нержавеющей стали)	42 000
<u>ВАННЫ ДЛЯ КОНЕЧНОСТЕЙ</u>	
Ванна медицинская массажная вихревая для рук «Истра-Р» (24 гидрофорсунок из нержавеющей стали)	345 000
Ванна медицинская массажная вихревая для ног «Истра-Н» (16 гидрофорсунок из нержавеющей стали)	345 000
Ванна 4-х камерная «Истра-4К» бальнеологическая	458 000
Ванна 4-х камерная «Истра-4К» (для грязи, нафталана, минеральных и других агрессивных сред)	488 000
Ванна 4-х камерная гидрогальваническая «Истра-4К» (с поворотным ЖК-дисплеем на 360°)	679 000
Ванна 4-х камерная струйноконтрастная «Истра-4К» (с поворотным цифровым сенсорным дисплеем на 360°)	608 000
Ванна 4-х камерная гидрогальваническая струйноконтрастная «Истра-4К» (с поворотным ЖК-дисплеем на 360°)	810 000
Дополнительные опции и вспомогательное оборудование для камерных ванн	
Кран подачи минеральной воды	26 000
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды для камерных ванн	30 000
Трехходовой кран для грязевой ванны (адаптация слива под вакуумную систему удаления)	61 000
Оснащение жемчужной решеткой с краном подачи сжатого воздуха (без компрессора) для 4-х камерной ванны	71 000
Оснащение жемчужной решеткой с краном подачи сжатого воздуха (без компрессора) для ванны «Истра-Н»	71 000
Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт	1450 евро
Брызгозащитные крышки для 4-х камерных ванн «Истра-4К»	26 000
Подъемник для опускания пациента в ванну (камерную) (передвижной, грузоподъемность 120 кг)	195 000
Стул для пациента к камерным ваннам , стальной каркас	19 000
Стул для пациента к камерным ваннам, нерж. каркас (устойчивый к агрессивным средам, поворачивающиеся колеса имеют обрезиненные ролики и стопора)	48 000
Ванна водолечебная сидячая "Онега" (450/360 л) адаптированная для применения в пресной и минеральной воде со ступенькой	344 000
Дополнительные опции для ванны Онега	
Аэрофорсунки (14 шт, из нержавеющей стали, 98 пузырьковых отверстий) и Гидрофорсунки (24 шт,)	297 000
Гидрофорсунки (24 шт, с системой аэрации)	182 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	41 000
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт)	26 000
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды	48 000

Дорожка Кнейпа (ванна для контрастных процедур) 2х секционная (1350*835 мм, с одним поручнем)	139 000
Дорожка Кнейпа (ванна для контрастных процедур) 4х секционная (2570*835 мм, с двумя поручнями)	278 000
Панель управления настенная (1 термостат, кран гор/хол воды, термометр гор/хол воды)	162 000
Панель управления настенная (2 термостата, кран гор/хол воды, термометр гор/хол воды)	245 000
Ступень одноуровневая большая	21 000
БЕСКОНТАКТНЫЙ ГИДРОМАССАЖ	
Ванна для сухого гидромассажа «Кватроджет» (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, круговое/прямое перемещение 2х или 4х форсунок, давление струи в форсунках от 0.5 до 6 атм, учет роста, подсветка дна кушетки, с фиксатором для ног) светопрозрачное ложе с хромотерапией	1 550 000
Ванна для сухого гидромассажа «Кватроджет» (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, круговое/прямое перемещение 2х или 4х форсунок, давление струи в форсунках от 0.5 до 6 атм, учет роста, подсветка дна кушетки, с фиксатором для ног) ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный	1 435 000
Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, 24 статичных форсунок, давление струи в форсунках 1,6 атм, подсветка дна кушетки) светопрозрачное ложе с хромотерапией	825 000
Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, 24 статичных форсунок, давление струи в форсунках 1,6 атм) ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный	790 000
Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (1 стандартная программа, 12 статичных форсунок, давление струи в форсунках 1,6 атм, фиксированная температура подогрева ложа, управление с помощью кнопки включения) светопрозрачное ложе с хромотерапией	575 000
Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (1 стандартная программа, 12 статичных форсунок, давление струи в форсунках 1,6 атм, фиксированная температура подогрева ложа, управление с помощью кнопки включения), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный	540 000
Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией	345 000
Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный	312 000
Дополнительные опции	
Ступень одноуровневая малая	17 000

ВАННЫ СУХОГО ФЛОАТИНГА

Ванна сухого флоатинга «Посейдон» с гидромассажем, типоразмер макси (для взрослых, ЖК цветной сенсорный дисплей, 8 гидрофорсунок, с вибродинамиками, со ступенькой)	2 200 000
Ванна сухого флоатинга «Посейдон» с гидромассажем, типоразмер мини (для детей, ЖК цветной сенсорный дисплей, 8 гидрофорсунок, с вибродинамиками, со ступенькой)	1 455 000

СИСТЕМЫ ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Система тракции автоматическая интеллектуальная «АИСТ»-вертикальное вытяжение позвоночника в бассейне (усилие задается электроникой)	1 135 000
Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА» для подводного горизонтального вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л) , система вытяжения позвоночника (механическая), комплект поясов и ремней, перекатной подъемник (электропривод, аккумуляторная батарея),ступенька	1 145 000
Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с механической системой вытяжения	
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки)	187 000
Система шейного вытяжения позвоночника	58 000
Аэрофорсунки (16 шт, нержавеющая сталь)	125 000
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	99 000
Система быстрого слива (насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)	104 000
Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА» для подводного горизонтального вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л) , система дозированного вытяжения позвоночника (электронная), комплект поясов и ремней, аварийная кнопка остановки процедуры пациентом, перекатной подъемник (электропривод, аккумуляторная батарея), ступенька	1 390 000
Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с электронной системой вытяжения	
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки)	187 000
Система подводного пневмогидромассажа (подводный вакуум)	115 000
Насадка на шланг ПДМ дождевая или щелевая	5 800
Система шейного вытяжения позвоночника	58 000
Аэрофорсунки (16 шт, нержавеющая сталь)	125 000
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	99 000
Система быстрого слива (насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)	104 000
Вспомогательное оборудование и аксессуары для комплексов вытяжения позвоночника «Атланта»	
Кушетка передвижная (для перемещения пациента с ложа подъемника после вытяжения позвоночника и дальнейшего послепроцедурного отдыха)	156 000

Комплект бандажей регулируемых по размеру (грудной – 2 шт., поясничный – 2 шт.)	38 000
Комплект зарядный для медицинского подъемника (автономное зарядное устройство-1шт, дополнительный аккумулятор)	38 000
МЕДИЦИНСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ БАССЕЙНА	
Устройство для перемещения пациента в бассейн (Подъемник с длинной стрелой, грузоподъемность 150 кг, питание от аккумуляторной батареи)	575 000
Устройство для перемещения пациента в бассейн (Подъемник с вертикальным перемещением, адаптирован для применения в слабо минерализованной воде, грузоподъемность 150 кг, питание от аккумуляторной батареи)	745 000
Дополнительные опции к сиденью подъемника	
Поддержка для ног (пластик)	21 000
Откидывающиеся подлокотники	52 000
Комплект зарядный для медицинского подъемника (автономное зарядное устройство-1шт, дополнительный аккумулятор)	38 000
МЕДИЦИНСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ВАНН	
Система для подъема и перемещения пациентов "Ассистент" (корпус подъемника, пульт управления, зарядное устройство, люлька)	435 000
Дополнительные опции к системе «Ассистент»	
Стойка передвижная на колесиках с направляющей (2,5 м)	150 000
Потолочная направляющая 1 м.п.	23 000
Люлька подъемника	23 000
Подъемник для опускания пациента в ванну (передвижной, трехсекционное ложе, подголовник грузоподъемность 150 кг, полностью из нержавеющей стали, адаптирован для применения в слабо минерализованной воде, питание от аккумуляторной батареи)	515 000
Ремень поддерживающий для пациента	25 000
Комплект зарядный для медицинского подъемника (автономное внешнее зарядное устройство-1шт, дополнительный аккумулятор)	38 000
Подъемник для опускания пациента в ванну (камерную) (передвижной, грузоподъемность 150 кг)	195 000
ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ	
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Экстра» (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ «Модерн» с дождевым, циркулярный душ «Классика» с дождевым, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды осуществляется термостатом 1 ¼", расположенным на пульте управления, обеспечивает одновременную работу трех терапевтических душей)	800 000
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Оптима» (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды осуществляется 2 термостатами ¾", расположенными на пульте управления)	630 000

Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Стандарт» (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками ,циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры кранами)	520 000
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом Оптима» (душ Шарко 1 струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры термостатом $\frac{3}{4}$)	520 000
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом» (душ Шарко 1 струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры кранами)	465 000
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Настенная панель» (регулировка температуры воды осуществляется термостатом $\frac{3}{4}$, струевой душ, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой)	410 000
ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ	
Душ Виши мод. 2 (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела с 5 форсунками (крепёж к кушетке), термостатический смеситель, кран включения душа и дополнительная лейка смонтированы на кушетке, подушка и матрац из влагонепроницаемого материала)	345 000
Душ Виши мод. 3 (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела с 5 форсунками (крепёж к стене), настенная панель управления с кранами включения форсунок и душа, подушка и матрац из влагонепроницаемого материала)	385 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Стандарт» - контрастный душ (2 струи, регулировка температуры воды осуществляется шаровыми кранами) с подлокотниками	280 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Оптима» - контрастный душ (2 струи, регулировка температуры воды осуществляется 2-мя термостатами $\frac{3}{4}$ ”) с подлокотниками	385 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом» (1 струя, регулировка температуры воды осуществляется шаровыми кранами)	225 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом Оптима» (1 струя, регулировка температуры воды осуществляется термостатом $\frac{3}{4}$ ”)	280 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Настенная панель» (настенный пульт управления, 1 струя, регулировка воды 10-50°C осуществляется термостатом $\frac{3}{4}$ ”)	190 000
Система Кнайпа к душу Шарко (только к мод. Эконом Оптима, Оптима, Экстра)быстрая смена температуры воды в одном сопле	47 000
Восходящий душ с поясничной форсункой	52 000
Циркулярный душ «Модерн» (с горизонтально расположенными трубами, отключающимся верхним полукругом и большим дождевым душем)	135 000
Циркулярный душ «Классика» (с вертикально расположенными трубами и большим дождевым душем)	135 000
Циркулярный душ без дождевого («Модерн» или «Классика»)	120 000
Детский циркулярный душ с дождевым душем (высота – 1 м) («Модерн» или «Классика»)	130 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для кафедр и душей	
Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма»)	115 000
Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего ИЛИ холодного водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным регулированием,системой защиты насоса от запуска без воды	120 000
Шторка для циркулярного или восходящего душа с крепёжом	22 000

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ ДУШЕЙ	
Термостатический смеситель для восходящего или дождевого душа D ½ (настенный монтаж)	37 000
Термостатический смеситель D ¾ (скрытый монтаж)	68 000
Термостатический смеситель D 1 1/4 (скрытый монтаж)	99 000
Настенная панель для монтажа термостатического смесителя D1¼ и D ¾ и кранов (регулировка работы терапевтических душей)	68 000
Кран вкл/выкл работы водолечебных душей, цена за 1 штуку	
- вентильный (пластик)	9 000
- вентильный (хром)	25 000
КУШЕТКИ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ОБЕРТЫВАНИЯ, ОРОШЕНИЯ	
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 1 (базовая комплектация: 2 слива, подушка для головы)	125 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 2 (базовая комплектация + ручной душ)	135 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 3 (базовая комплектация + ручной душ + водный подогрев)	145 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических процедур «Комфорт плюс» мод. 4 (Для кишечных орошений, гигиенических процедур) в комплекте со смесителем с гигиенической лейкой, матрасом	165 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 05 (базовая комплектация: корпус с ложем, слив для грязи)	140 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 06 (базовая комплектация: корпус с ложем, слив для грязи, водный подогрев)	162 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 07 (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для слива грязи)	140 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 08 (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для слива грязи, водный подогрев)	162 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 09 (без электроподогрева)	115 000
Кушетка "Комфорт"(с электроподогревом)	139 000
Кушетка медицинская "Комфорт плюс" мод. 10 для проведения орошений (Базовая комплектация: чаша со сливом в центре кушетки, мягкий матрас)	160 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 11 (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для грязи) с подогревом/без подогрева	155 000 / 130 000
Ручной душ со смесителем к кушетке серии Комфорт плюс (пластик)	21 000
Матрас для кушеток серии «Комфорт плюс»	26 000

Бачок для лечебных растворов	135 000
Стойка к бачку	42 000
Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7 мм)	345 000
Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный, (толщина 1,0 мм).	312 000
КУХНИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ И ФАНГОПАРАФИНА В СОСТАВЕ:	
Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-60 на 60л	715 000
Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-80 на 80л	800 000
Котел для подготовки фангопарафина ГФ-2-60 на 60л	685 000
Стол рабочий 2-х секц. с двумя шкафами с дверцей (1300 мм)	345 000
Стол рабочий 3-х секц. с двумя шкафами с дверцей и открытой секцией с полкой (1950 мм)	420 000
СИСТЕМЫ С ТЕРМОШКАФОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФАНГО-ПАРАФИНОВЫХ СМЕСЕЙ В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:	
Термошкаф в комплекте с лотками (исполнение 1)	435 000
Термошкаф (исполнение 1) для грязи	520 000
Стол рабочий 2-х секц. с термошкафом и шкафом с дверцей (1300 мм) (исполнение 2) в комплекте с лотками	515 000
Стол рабочий 3-х секц. с термошкафом, шкафом с дверцей и открытой секцией для лотков (1950 мм) (исполнение 4) в комплекте с лотками	595 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и опции для кухни и систем	
Мойка со смесителем для стола рабочего	85 000
Лоток для фангопарафина	6 000
Таймер для котлов (программируемое время вкл/выкл.котла)	26 000
Тележка для перевозки лотков	44 000
Тележка для лечебной грязи из нержавеющей стали с ведром	36 000
Держатель для пленки шириной до 700мм, диаметром до 250 мм	11 000
Нагреватель термокомпрессов медицинский НТМ-16	364 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Шторка для циркулярного или восходящего душа с крепежом	22 000
Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма»)	115 000
Ступень для кушеток, ванн (1 ступень, малая) стеклопластик	17 000
Ступеньки для ванн (стеклопластик) (2 ступени)	29 000
Ступеньки с поручнем (стеклопластик)(2 ступени, поручень из нержавеющей стали)	40 000
Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего или холодного водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным регулированием, системой защиты насоса от запуска без воды	120 000
Подъемник санитарный «Латрина» (для унитаза)	167 000
Выбор нестандартного цвета корпуса любого оборудования по палитре RAL*	29 000

* (Стандартные цвета по палитре RAL: 5012-голубой, 9003-белый