

## ПРАЙС-ЛИСТ

действителен с 01.01.2026

Оборудование производства «Physiotecnica»

Наименование	Цена, руб.
<b><u>ВАННЫ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ДУШ-МАССАЖА (ПДМ)</u></b>	
<b>Ванна водолечебная «Хаббарда» для подводного душ-массажа в форме «бабочка»</b> (1700/1305 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки) + Гидрофорсунки (12 шт, с системой аэрации), ступень	<b>1 310 000</b>
<b>Ванна для подводного душ-массажа «Атланта»</b> (1200/800 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки), съемный подголовник, ступень	<b>1 050 000</b>
<b>Дополнительные опции для ванны «Атланта»</b>	
Аэрофорсунки (16 шт из нержавеющей стали)	<b>160 000</b>
Система быстрого слива (насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)	<b>135 000</b>
Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов)	<b>60 000</b>
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	<b>125 000</b>
<b>Ванна водолечебная «Гольфстрим» для подводного душ-массажа</b> (650/570 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки), ступень	<b>845 000</b>
<b>Дополнительные опции для ванны «Гольфстрим»</b>	
Аэрофорсунки (18 шт, из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий)	<b>175 000</b>
Гидрофорсунки (16 шт, зона спины – 8 шт, зона стоп – 4 шт, зона бедер – 4 шт, с системой аэрации)	<b>160 000</b>
Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов)	<b>60 000</b>
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	<b>125 000</b>
Система подводного пневмогидромассажа ( <b>подводный вакуум</b> )	<b>130 000</b>
Насадка на шланг ПДМ дождевая или щелевая	<b>6 700</b>
<b>Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном для подводного душ-массажа</b> , (450/320 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник, рама из нержавеющей стали), ступень	<b>715 000</b>
<b>Дополнительные опции для ванны «Оккервиль»</b>	
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)	<b>160 000</b>
Гидрофорсунки (16 шт, с системой аэрации)	<b>160 000</b>
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	<b>55 000</b>
Система хромотерапии (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	<b>125 000</b>

Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор)	190 000
Насадка на шланг ПДМ дождевая или щелевая	6 700
Упор для ног детский	25 000
<b>Ванна водолечебная «Ладога» для подводного душ-массажа</b> (480/340 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник, ступень)	765 000
<b>Дополнительные опции для ванны «Ладога»</b>	
Аэрофорсунки (16 шт из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий) + Гидрофорсунки (24 шт, с системой аэрации)	385 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	55 000
Система хромотерапии (16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	95 000
Система подводного пневмогидромассажа (подводный вакуум)	130 000
Насадка на шланг ПДМ дождевая или щелевая	6 700
<b>Устройство подводного гидромассажа -тангентор «АкваЭйр»</b>	265 000
Система подводного пневмогидромассажа (подводный вакуум)	130 000
<b>Аппарат для насыщения воды водородом «Ореон»</b>	900 000
<b><u>БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВАННЫ ДЛЯ ПРЕСНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ</u></b>	
<b>Ванна водолечебная «Оккервиль» анатомической формы бальнеологическая</b> , адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (350/300л.), ступень	455 000
<b>Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном бальнеологическая</b> , адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (450/320 литров), рама из нержавеющей стали, ступень	475 000
<b>Ванна водолечебная «Ладога»</b> , адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (480/340 литров), ступень	530 000
<b>Дополнительные опции для ванн</b>	
Аэрофорсунки (16 шт из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)	160 000
Гидрофорсунки для ванны «Оккервиль» (16 шт, с системой аэрации)	160 000
Гидрофорсунки для ванны «Ладога» (24 шт, с системой аэрации)	230 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	55 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды	70 000
Система хромотерапии для ванны «Оккервиль» (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	125 000
Система хромотерапии для ванны «Ладога» (16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	95 000
Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор)	190 000
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт)	35 000
Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора)	35 000
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды (поручни пластик или нерж. сталь)	30 000
Рама из нержавеющей стали для ванны «Ладога»	18 000
Крышка на ванну для применения с сероводородной водой	55 000
Отвод паров над поверхностью воды для подсоединения к системе вентиляции (рекомендуется использовать с крышкой)	25 000
Упор для ног детский (к ванне «Оккервиль» с плоским дном)	25 000

ВОД 58.2 пузырьковая решетка	60 000
Компрессор к пузырьковой решетке (1 шт)	150 000
Установка аэрогидромассажная «Жемчужная решетка» (компрессор + решетка) (РФ)	85 000
<b>Ванна водолечебная «Оккервиль» бальнеологическая для агрессивной среды</b> (фурнитура пластик, рама из нержавеющей стали ) (400/300л), ступень	490 000
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)	160 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды	70 000
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт)	35 000
Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора)	35 000
Крышка на ванну для применения с сероводородной водой	55 000
Отвод паров над поверхностью воды для подсоединения к системе вентиляции (рекомендуется использовать с крышкой)	25 000
ВОД 58.2 пузырьковая решетка	60 000
Компрессор к пузырьковой решетке (1 шт)	150 000
Установка аэрогидромассажная «Жемчужная решетка» (компрессор + решетка) (РФ)	85 000
<b>Ванна водолечебная поворотная «Неман»</b> (350/250 л) с автоматической системой наклона лежа с помощью электропривода , ступень	850 000
Аэрофорсунки (18 шт из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий)	175 000
Система хромотерапии WaterLight (14 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	85 000
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт)	35 000
<b>Ванна водолечебная «Онега Комфорт» (с дверцей)</b>	540 000
Аэрофорсунки (15 шт из нержавеющей стали, 105 пузырьковых отверстий)	150 000
Гидрофорсунки (15 шт, с системой аэрации)	150 000
Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов)	60 000
<b><u>ГИДРОАЭРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ с электронным блоком управления</u></b>	
<b>Ванна водолечебная «Оккервиль» с электронным блоком управления</b> (350/300 л, электронный блок управления, система зонального гидромассажа: спина (10 шт), бедра и ноги (16 шт), область плечевого пояса (4 шт), система жемчужного массажа 15 шт – 105 пузырьковых отверстий, работа гидро и аэромассажа в обычном и импульсном режиме, система хромотерапии -1 лампа- 5 изменяющихся цветов), ступень	860 000
<b>Ванна водолечебная «Оккервиль» с электронным блоком управления</b> (450/320 л, плоское дно, электронный блок управления, система зонального гидромассажа: спина (10 шт), бедра и ноги (16 шт), область плечевого пояса (4 шт), система жемчужного массажа 15 шт – 105 пузырьковых отверстий, работа гидро и аэромассажа в обычном и импульсном режиме, система хромотерапии 1 лампа 5 изменяющихся цветов), ступень	890 000
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	125 000
Упор для ног детский (к ванне «Оккервиль» с плоским дном)	25 000
<b>Ванна водолечебная сидячая «Онега» с электронным блоком управления (SPA)</b> (450/360 л, Аэрофорсунки (14 шт, из нержавеющей стали, 98 пузырьковых отверстий, Гидрофорсунки (24 шт), лампа для хромотерапии (подсветка воды, 5 изменяющихся цветов), ступень	845 000

<b><u>ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ВАННА</u></b>	
<b>Ванна медицинская электрогальваническая «Аква-гальваника» с 9-тью электродами, (сенсорное управление, цветной ЖК дисплей), ступень</b>	<b>980 000</b>
<b><u>Дополнительные опции для ванны «Аква-гальваника»</u></b>	
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки)	<b>240 000</b>
<b><u>УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ</u></b>	
<b>Ванна медицинская для воздушно-углекислых процедур (Сухая углекислая ванна) «ГЕЙЗЕР» (цветной ЖК дисплей, стул со спинкой, регулируемый по высоте)</b>	<b>790 000</b>
<b>Ванна медицинская для воздушно-углекислых, воздушно-радоновых процедур (Сухая углекислая, радоновая ванна) «ГЕЙЗЕР» (цветной ЖК дисплей, стул со спинкой, регулируемый по высоте)</b>	<b>820 000</b>
<b>Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой управления, (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры), ступень</b>	<b>750 000</b>
<b>Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой управления, с ДВЕРЦЕЙ (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры, оборудована герметичной дверцей, позволяющей легко зайти в ванну)</b>	<b>790 000</b>
<b>Аппарат медицинский для насыщения воды углекислым газом АНУ (Сатуратор)</b>	<b>200 000</b>
Стойка для АНУ (из нержавеющей стали)	<b>50 000</b>
<b><u>ВАННЫ ДЛЯ КОНЕЧНОСТЕЙ</u></b>	
<b>Ванна медицинская массажная вихревая для рук «Истра-Р» (24 гидрофорсунок из нержавеющей стали)</b>	<b>450 000</b>
<b>Ванна медицинская массажная вихревая для ног «Истра-Н» (16 гидрофорсунок из нержавеющей стали)</b>	<b>450 000</b>
<b>Ванна трёхкамерная бальнеологическая «ИСТРА-3К»</b>	<b>590 000</b>
<b>Ванна трёхкамерная бальнеологическая «ИСТРА-3К» (для грязи, нафталана, минеральных и других агрессивных сред)</b>	<b>620 000</b>
<b>Ванна 4-х камерная гидрогальваническая «Истра-4К» (с поворотным ЖК-дисплеем на 360°)</b>	<b>860 000</b>
<b>Ванна 4-х камерная струйноконтрастная «Истра-4К» (с поворотным цифровым сенсорным дисплеем на 360°)</b>	<b>770 000</b>
<b>Ванна 4-х камерная гидрогальваническая струйноконтрастная «Истра-4К» (с поворотным ЖК-дисплеем на 360°)</b>	<b>980 000</b>
<b><u>Дополнительные опции и вспомогательное оборудование для камерных ванн</u></b>	
Кран подачи минеральной воды	<b>35 000</b>
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды для камерных ванн	<b>35 000</b>

Трехходовой кран для грязевой ванны (адаптация слива под вакуумную систему удаления)	80 000
Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора Словакия)	35 000
ВОД 58.2 пузырьковая (жемчужная) решетка, адаптированная под ванны Истра-4К или Истра-Н	60 000
Компрессор медицинский в кожухе для пузырьковой решетки	150 000
Установка аэрогидромассажная «Жемчужина» (компрессор + решетка) (Россия)	85 000
Брызгозащитные крышки для 4-х камерных ванн «Истра-4К»	35 000
<b>Устройство подъёмное «Истра-П»</b> для перемещения пациента в ванну для бальнеологических и реабилитационных процедур ( <b>Подъемник для камерных ванн</b> ) (передвижной, с электроприводом)	230 000
Стул для пациента к камерным ваннам, стальной каркас	25 000
Стул для пациента к камерным ваннам, каркас из нерж.стали (устойчивый к агрессивным средам, поворачивающиеся колеса имеют обрезиненные ролики и стопора)	60 000
<b>Ванна водолечебная сидячая «Онега» (450/360 л)</b> адаптированная для применения в пресной и минеральной воде, ступень	450 000
<b>Дополнительные опции для ванны «Онега»</b>	
Аэрофорсунки (14 шт из нержавеющей стали, 98 пузырьковых отверстий) и Гидрофорсунки (24 шт)	385 000
Гидрофорсунки (24 шт, с системой аэрации)	230 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	55 000
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт)	35 000
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды, рама нерж. сталь	45 000
<b>Дорожка Кнейпа</b> (ванна для контрастных процедур) 2х секционная (1350*835 мм, с одним поручнем) + <b>Панель управления настенная</b> (1 термостат, кран гор/хол воды, термометр гор/хол воды)	390 000
<b>Дорожка Кнейпа</b> (ванна для контрастных процедур) 2х секционная (1350*835 мм, с одним поручнем) + <b>Панель управления настенная</b> (2 термостата, кран гор/хол воды, термометр гор/хол воды)	530 000
<b>Дорожка Кнейпа</b> (ванна для контрастных процедур) 4х секционная (2570*835 мм, с двумя поручнями) + <b>Панель управления настенная</b> (1 термостат, кран гор/хол воды, термометр гор/хол воды)	540 000
<b>Дорожка Кнейпа</b> (ванна для контрастных процедур) 4х секционная (2570*835 мм, с двумя поручнями) + <b>Панель управления настенная</b> (2 термостата, кран гор/хол воды, термометр гор/хол воды)	680 000
<b>Ступень</b> одноуровневая большая	25 000
<b><u>БЕСКОНТАКТНЫЙ ГИДРОМАССАЖ</u></b>	
<b>Ванна для сухого гидромассажа «Кватроджет»</b> (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, круговое/прямое перемещение 2х или 4х форсунок, давление струи в форсунках от 0.5 до 6 атм, учет роста, подсветка дна кушетки, с фиксатором для ног) <b>светопрозрачное ложе с хромотерапией</b>	1 950 000
<b>Ванна для сухого гидромассажа «Кватроджет»</b> (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, круговое/прямое перемещение 2х или 4х форсунок, давление струи в форсунках от 0,5 до 6 атм, учет роста, подсветка дна кушетки, с фиксатором для ног) <b>ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный</b>	1 800 000

<b>Ванна для сухого гидромассажа «Кватроджет Плюс»</b> (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, перемещение 4х форсунок вдоль тела, 4 форсунки вращаются ,давление струи в форсунках от 2 до 6 атм, учет роста, подсветка дна кушетки, с фиксатором для ног, 2 насоса) <b>светопрозрачное ложе с хромотерапией</b>	<b>2 450 000</b>
<b>Ванна для сухого гидромассажа «Кватроджет Плюс»</b> (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, перемещение 4х форсунок вдоль тела, 4 форсунки вращаются ,давление струи в форсунках от 2 до 6 атм, учет роста, подсветка дна кушетки, с фиксатором для ног, 2 насоса) <b>ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный</b>	<b>2 350 000</b>
<b>Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА»</b> (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, 24 статичных форсунок, давление струи в форсунках 1,6 атм, подсветка дна кушетки) <b>светопрозрачное ложе с хромотерапией</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА»</b> (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, 24 статичных форсунок, давление струи в форсунках 1,6 атм) <b>ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный</b>	<b>980 000</b>
<b>Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА»</b> (1 стандартная программа, 12 статичных форсунок, давление струи в форсунках 1,6 атм, фиксированная температура подогрева ложа, управление с помощью кнопки включения) <b>светопрозрачное ложе с хромотерапией</b>	<b>750 000</b>
<b>Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА»</b> (1 стандартная программа, 12 статичных форсунок , давление струи в форсунках 1,6 атм, фиксированная температура подогрева ложа, управление с помощью кнопки включения), <b>ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный</b>	<b>710 000</b>
<b>Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА»</b> (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), <b>светопрозрачное ложе с хромотерапией</b>	<b>450 000</b>
<b>Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА»</b> (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), <b>ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный</b>	<b>420 000</b>
<b>Дополнительные опции</b>	
Ступень одноуровневая малая	<b>25 000</b>
<b><u>ВАННЫ СУХОГО ФЛОАТИНГА</u></b>	
<b>Ванна сухого флоатинга «Посейдон» с гидромассажем, типоразмер макси</b> (для взрослых, ЖК цветной сенсорный дисплей, 8 гидрофорсунок, вибродинамики, ступень)	<b>2 750 000</b>
<b>Ванна сухого флоатинга «Посейдон» с гидромассажем, типоразмер мини</b> (для детей, ЖК цветной сенсорный дисплей, 8 гидрофорсунок, вибродинамики, ступень)	<b>1 850 000</b>
<b>Дополнительные опции</b>	
Дополнительный комплект мембраны для флоатинга «Посейдон»	<b>50 000</b>

<b><u>СИСТЕМЫ ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА</u></b>	
<b>Система тракции автоматическая интеллектуальная «АИСТ»</b> вертикальное вытяжение позвоночника в бассейне (усилие задается электроникой)	<b>1 480 000</b>
<b>Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА»</b> для подводного горизонтального вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л), система вытяжения позвоночника (механическая), комплект поясов и ремней, перекаточной подъемник (электропривод, аккумуляторная батарея), ступень	<b>1 350 000</b>
<b><u>Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с механической системой вытяжения</u></b>	
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки)	<b>240 000</b>
Система шейного вытяжения позвоночника	<b>75 000</b>
Аэрофорсунки (16 шт, нержавеющая сталь)	<b>160 000</b>
Система хромотерапии WaterLight (32 светодиода)	<b>125 000</b>
Система быстрого слива (насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)	<b>135 000</b>
<b>Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА»</b> для подводного горизонтального вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л), система дозированного вытяжения позвоночника (электронная), комплект поясов и ремней, аварийная кнопка остановки процедуры пациентом, перекаточной подъемник (электропривод, аккумуляторная батарея), ступень	<b>1 750 000</b>
<b><u>Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с электронной системой вытяжения</u></b>	
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки)	<b>240 000</b>
Система подводного пневмогидромассажа ( <b>подводный вакуум</b> )	<b>130 000</b>
Насадка на шланг ПДМ дождевая или щелевая	<b>6 700</b>
Система шейного вытяжения позвоночника	<b>75 000</b>
Аэрофорсунки (16 шт нержавеющая сталь)	<b>160 000</b>
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода)	<b>125 000</b>
Система быстрого слива (насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)	<b>135 000</b>
<b><u>Вспомогательное оборудование и аксессуары для комплексов вытяжения позвоночника «Атланта»</u></b>	
<b>Кушетка передвижная</b> (для перемещения пациента с ложа подъемника после вытяжения позвоночника и дальнейшего послепроцедурного отдыха)	<b>115 000</b>
<b>Комплект бандажей</b> регулируемых по размеру (грудной – 2 шт, поясничной – 2 шт)	<b>50 000</b>
<b>Комплект зарядный для медицинского подъемника</b> (автономное зарядное устройство - 1шт, дополнительный аккумулятор)	<b>60 000</b>
<b><u>МЕДИЦИНСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ БАССЕЙНА</u></b>	
<b>Устройство для перемещения пациента в бассейн (Подъемник с длинной стрелой</b> , грузоподъемность 150 кг, питание от аккумуляторной батареи)	<b>760 000</b>
<b>Устройство для перемещения пациента в бассейн (Подъемник с вертикальным перемещением</b> , адаптирован для применения в слабо минерализованной воде, грузоподъемность 150 кг, питание от аккумуляторной батареи)	<b>990 000</b>
<b><u>Дополнительные опции к сиденью подъемника</u></b>	
Поддержка для ног (пластик)	<b>30 000</b>
Откидывающиеся подлокотники	<b>70 000</b>
<b>Комплект зарядный для медицинского подъемника</b> (автономное зарядное устройство 1 шт – 25 тыс.руб., дополнительный аккумулятор – 35 тыс.руб.)	<b>60 000</b>

<b><u>МЕДИЦИНСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ВАНН</u></b>	
<b>Система для подъема и перемещения пациентов «Ассистент»</b> (корпус подъемника, пульт управления, зарядное устройство, люлька)	<b>585 000</b>
<b>Дополнительные опции к системе «Ассистент»</b>	
Стойка передвижная на колесиках с направляющей (2,5 м)	<b>200 000</b>
Потолочная направляющая 1 м.п. (с комплектом крепления, если держатель менее 70 см). Химические анкера в комплект не входят	<b>35 000</b>
Люлька подъемника	<b>30 000</b>
<b>Подъемник для опускания пациента в ванну «Волна»</b> (передвижной, трехсекционное ложе, подголовник, грузоподъемность 150 кг, полностью из нержавеющей стали, адаптирован для применения в слабо минерализованной воде, питание от аккумуляторной батареи)	<b>690 000</b>
Дополнительный комплект поддерживающих ремней для пациента (2 шт)	<b>12 000</b>
<b>Комплект зарядный для медицинского подъемника</b> (автономное внешнее зарядное устройство - 1шт, дополнительный аккумулятор)	<b>60 000</b>
<b>Устройство подъёмное «Истра-П»</b> для перемещения пациента в ванну для бальнеологических и реабилитационных процедур (Подъемник для камерных ванн) (передвижное, с электроприводом)	<b>230 000</b>
<b><u>ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ</u></b>	
<b>Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Экстра»</b> (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ «Модерн» с дождевым, циркулярный душ «Классика» с дождевым, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды осуществляется термостатом D 1 ¼”, расположенным на пульте управления, обеспечивает одновременную работу трех терапевтических душей)	<b>1 050 000</b>
<b>Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Оптима»</b> (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды осуществляется 2 термостатами D ¾”, расположенными на пульте управления)	<b>850 000</b>
<b>Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Стандарт»</b> (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры кранами)	<b>700 000</b>
<b>Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом Оптима»</b> (душ Шарко 1 струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры термостатом D ¾”)	<b>700 000</b>
<b>Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом»</b> (душ Шарко 1 струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры кранами)	<b>630 000</b>
<b>Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Настенная панель»</b> (регулировка температуры воды осуществляется термостатом D 1¼”, струевой душ, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой)	<b>580 000</b>

**ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ**

<b>Душ Виши мод. 1</b> (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела с 5 форсунками (крепёж к стене), настенная панель управления с кранами включения форсунок и душа, подушка и матрас из влагонепроницаемого материала)	<b>520 000</b>
<b>Душ Виши мод. 2</b> (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела с 5 форсунками (крепёж к кушетке), термостатический смеситель, кран включения душа и дополнительная лейка смонтированы на кушетке, подушка и матрас из влагонепроницаемого материала)	<b>475 000</b>
<b>Душ Шарко «ВУОКСА» «Стандарт»</b> - контрастный душ (2 струи, регулировка температуры воды осуществляется шаровыми кранами) с подлокотниками	<b>375 000</b>
<b>Душ Шарко «ВУОКСА» «Оптима»</b> - контрастный душ (2 струи, регулировка температуры воды осуществляется 2-мя термостатами D ¾") с подлокотниками	<b>480 000</b>
<b>Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом»</b> (1 струя, регулировка температуры воды осуществляется шаровыми кранами)	<b>300 000</b>
<b>Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом Оптима»</b> (1 струя, регулировка температуры воды осуществляется термостатом D ¾")	<b>375 000</b>
<b>Душ Шарко «ВУОКСА» «Настенная панель»</b> (настенный пульт управления, 1 струя, регулировка воды 10-50°C осуществляется термостатом D ¾")	<b>280 000</b>
<b>Система Кнейпа к душу Шарко</b> (только к мод. Эконом Оптима, Оптима, Экстра) быстрая смена температуры воды в одном сопле	<b>60 000</b>
<b>Восходящий душ с поясничной форсункой</b>	<b>70 000</b>
<b>Циркулярный душ «Модерн»</b> (с горизонтально расположенными трубами, отключающимся верхним полукругом и большим дождевым душем)	<b>180 000</b>
<b>Циркулярный душ «Классика»</b> (с вертикально расположенными трубами и большим дождевым душем)	<b>180 000</b>
<b>Циркулярный душ без дождевого («Модерн» или «Классика»)</b>	<b>160 000</b>
<b>Детский циркулярный душ без дождевого</b> (высота – 1 м) («Модерн» или «Классика»)	<b>150 000</b>
<b>Детский циркулярный душ с дождевым душем</b> (высота – 1 м) («Модерн» или «Классика»)	<b>170 000</b>
<b>Дополнительное оборудование для кафедр и душей</b>	
<b>Экран отбойный</b> для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма»)	<b>155 000</b>
<b>Насосная станция</b> для повышения давления воды в системе горячего ИЛИ холодного водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1°C до + 60°C, 220 В, с частотным регулированием, системой защиты насоса от запуска без воды	<b>160 000</b>
<b>Шторка</b> для циркулярного или восходящего душа с крепёжом	<b>30 000</b>
<b>Смесители для водолечебных душей</b>	
<b>Термостатический смеситель для восходящего или дождевого душа D ½"</b> (настенный монтаж)	<b>50 000</b>
<b>Термостатический смеситель D ¾"</b> (скрытый монтаж)	<b>90 000</b>
<b>Термостатический смеситель D 1¼"</b> (скрытый монтаж)	<b>135 000</b>
<b>Настенная панель для монтажа термостатического смесителя D 1¼" и D ¾" и кранов</b> (регулировка работы терапевтических душей)	<b>90 000</b>
<b>Кран вкл/выкл работы водолечебных душей, цена за 1 штуку</b>	
- вентильный (пластик)	<b>12 500</b>
- вентильный (хром)	<b>35 000</b>

**КУШЕТКИ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ОБЕРТЫВАНИЯ, ОРОШЕНИЯ**

<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 1</b> (базовая комплектация: 2 слива, подушка для головы)	<b>160 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 2</b> (базовая комплектация + ручной душ)	<b>170 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 3</b> (базовая комплектация + ручной душ + водный подогрев)	<b>185 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических процедур «Комфорт плюс» мод. 4</b> (для кишечных орошений, гигиенических процедур) в комплекте со смесителем с гигиенической лейкой, матрасом)	<b>215 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 05</b> (базовая комплектация: корпус с ложем, слив для грязи)	<b>175 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 06</b> (базовая комплектация: корпус с ложем, слив для грязи, водный подогрев)	<b>210 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 07</b> (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для слива грязи)	<b>175 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 08</b> (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для слива грязи, водный подогрев)	<b>210 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 09</b> (без электроподогрева)	<b>150 000</b>
<b>Кушетка «Комфорт» (с электроподогревом)</b>	<b>175 000</b>
<b>Кушетка медицинская «Комфорт плюс» мод. 10</b> для проведения орошений (Базовая комплектация: чаша со сливом в центре кушетки, мягкий матрас)	<b>205 000</b>
<b>Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 11</b> (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для грязи, с подогревом/без подогрева)	<b>200 000 / 165 000</b>
Ручной душ со смесителем к кушетке серии Комфорт плюс (пластик)	<b>26 500</b>
Матрас для кушеток серии «Комфорт плюс»	<b>35 000</b>
<b>Бачок для лечебных растворов</b>	<b>170 000</b>
Стойка к бачку	<b>55 000</b>
<b>Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА»</b> (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7 мм)	<b>450 000</b>
<b>Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА»</b> (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный, (толщина 1,0 мм)	<b>420 000</b>

Каталка мобильная для санитарно-гигиенических процедур «Надежда»	650 000
Пенная кушетка «Спума-СПА»	1 150 000
<b><u>КУХНИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ И ФАНГОПАРАФИНА В СОСТАВЕ:</u></b>	
Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-60 на 60л	920 000
Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-80 на 80л	980 000
Котел для подготовки фангопарафина ГФ-2-60 на 60л	820 000
Стол рабочий 2-х секционный с двумя шкафами с дверцей (1300 мм)	465 000
Стол рабочий 3-х секционный с двумя шкафами с дверцей и открытой секцией с полкой (1945 мм)	575 000
<b><u>СИСТЕМЫ С ТЕРМОШКАФОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФАНГО-ПАРАФИНОВЫХ СМЕСЕЙ В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:</u></b>	
Термошкаф в комплекте с лотками (исполнение 1)	580 000
Термошкаф (исполнение 1) для грязи	680 000
Стол рабочий 2-х секционный с термошкафом и шкафом с дверцей (1300 мм) (исполнение 2) в комплекте с лотками	650 000
Стол рабочий 3-х секционный с термошкафом, шкафом с дверцей и открытой секцией для лотков (1950 мм) (исполнение 4) в комплекте с лотками	800 000
<b>Дополнительное оборудование и опции для кухни и систем</b>	
Мойка со смесителем для стола рабочего	120 000
Лоток для фангопарафина	10 000
Таймер для котлов (программируемое время вкл/выкл.котла)	35 000
Тележка для перевозки лотков	60 000
Тележка для лечебной грязи из нержавеющей стали с ведром	50 000
Держатель для пленки шириной до 700мм, диаметром до 250 мм	15 000
Нагреватель термокомпрессов медицинский НТМ-16	400 000
<b><u>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</u></b>	
Шторка для циркулярного или восходящего душа с крепежом	30 000
Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма»)	155 000
Ступень для кушеток, ванн (1 ступень, малая) стеклопластик	25 000
Ступеньки для ванн (стеклопластик) (2 ступени)	40 000
Ступеньки с поручнем (стеклопластик)(2 ступени, поручень из нержавеющей стали)	55 000
Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего или холодного водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным регулированием, системой защиты насоса от запуска без воды	160 000
Подъемник санитарный «Латрина» (для унитаза)	160 000
Выбор нестандартного цвета корпуса любого оборудования по палитре RAL*	45 000

\* Стандартные цвета по палитре RAL:

5012 - светло-синий      • 9003 - белый      • 5874 - бледно-голубой      • 7040 - серый