

Physiotechnica

оборудование для медицинских
и санаторно-курортных центров

- Собственное производство водолечебного оборудования «Physiotechnica»
- Проектирование лечебных отделений, водолечебных комплексов, спа-центров

ООО «Физиотехника»

г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д.23, лит. А, пом. 2-Н
тел/факс (812) 321-67-80, 8-800-511-67-80 (бесплатный звонок по РФ); e-mail: mail@pt-med.ru
www.pt-med.ru

I. ВОДОЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

I.I Оборудование производства «Physiotechnica»

Наименование	Цена, руб.
ВАННЫ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ДУШ-МАССАЖА (ПДМ)	
Ванна водолечебная «Хаббарда» для подводного душ-массажа в форме «бабочка» (1700/1305 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки)+ Гидрофорсунки (12 шт, с системой аэрации) со ступенькой	890 000
Ванна для подводного душ-массажа «Атланта» (1200/800 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки), съемный подголовник со ступенькой	670 000
Дополнительные опции для ванны «Атланта»	
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали)	109 500
Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу, насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)	72 000
Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов)	42 000
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	86 000
Ванна водолечебная «Гольфстрим» для подводного душ-массажа (650/570 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки) со ступенькой	600 000
Дополнительные опции для ванны «Гольфстрим»	
Аэрофорсунки (18 шт, из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий)	99 500
Гидрофорсунки (16 шт, зона спины – 8 шт, зона стоп – 4 шт, зона бедер – 4 шт, с системой аэрации)	155 000
Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов)	42 000
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	86 000
Система подводного гидро-вакуумного массажа	104 500
Насадка на шланг ПДМ дождевая/щелевая	5000
Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном для подводного душ-массажа , (450/320 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник) со ступенькой	506 000
Дополнительные опции для ванны Оккервиль	
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)	109 500
Гидрофорсунки (16 шт, с системой аэрации)	109 500
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	36 000
Система хромотерапии(32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	86 000
Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор)	131 000
Насадка на шланг ПДМ дождевая/щелевая	5000
Упор для ног детский	17 500

Ванна водолечебная «Ладога» для подводного душ-массажа (480/340 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник) со ступенькой	550 000
Дополнительные опции для ванны Ладога	
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)+ Гидрофорсунки (24 шт, с системой аэрации)	268 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	36 000
Система хромотерапии(16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	63 500
Насадка на шланг ПДМ дождевая/щелевая	5000
Устройство подводного гидромассажа -тангентор «АкваЭйр»	185 000
Система подводного гидро-вакуумного массажа для тангентора	104 500
<u>БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВАННЫ ДЛЯ ПРЕСНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ</u>	
Ванна водолечебная «Оккервиль» анатомической формы бальнеологическая, адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (350/300л.) со ступенькой	320 000
Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном бальнеологическая , адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (450/320 литров) со ступенькой	341 000
Ванна водолечебная «Ладога», адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (480/340 литров) со ступенькой	385 000
Дополнительные опции для ванн	
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)	109 500
Гидрофорсунки для ванны «Оккервиль» (16 шт, с системой аэрации)	109 500
Гидрофорсунки для ванны «Ладога» (24 шт, с системой аэрации)	159 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	36 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды	48 000
Система хромотерапии для ванны «Оккервиль» (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) только для пресной воды	86 000
Система хромотерапии для ванны «Ладога» (16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) только для пресной воды	63 500
Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор)	131 000
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.)	22 500
Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора)	19 000
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды (рама из нержавеющей стали)	42 000
Крышка на ванну для применения с сероводородной водой	36 000
Отвод паров над поверхностью воды для подсоединения к системе вентиляции (рекомендуется использовать с крышкой)	17 500
Упор для ног детский (к ванне «Оккервиль» с плоским дном)	17 500
ВОД 58.2 пузырьковая решетка	30 000
Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт	120 000
Ванна водолечебная «Оккервиль» бальнеологическая для агрессивной среды (фурнитура пластик, рама из нержавеющей стали) (400/300л.) со ступенькой	355 000
Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)	109 500

Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды	48 000
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.)	22 500
Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора)	19 000
Крышка на ванну для применения с сероводородной водой	36 000
Отвод паров над поверхностью воды для подсоединения к системе вентиляции (рекомендуется использовать с крышкой)	17 500
ВОД 58.2 пузырьковая решетка	30 000
Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт	120 000
Ванна водолечебная поворотная «Неман» (320/250 л) с автоматической системой наклона лежа с помощью электропривода со ступенькой	500 000
Аэрофорсунки (18 шт, из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий)	99 500
Система хромотерапии WaterLight (14 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	58 500
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.)	22 500
ГИДРОАЭРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ с электронным блоком управления	
Ванна водолечебная «Оккервиль» с электронным блоком управления (350/300 л, электронный блок управления, система зонального гидромассажа: спина (10 шт.), бедра и ноги (16 шт.), область плечевого пояса (4 шт.), система жемчужного массажа 15 шт – 105 пузырьковых отверстий, работа гидро и аэромассажа в обычном и импульсном режиме, система хромотерапии -1 лампа- 5 изменяющихся цветов) со ступенькой	578 000
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	86 000
ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ВАННА	
Ванна медицинская электрогальваническая «Аква-гальваника» с 9-тью электродами, (сенсорное управление, цветной ЖК дисплей) со ступенькой	660 000
Дополнительные опции для ванны «Аква-гальваника»	
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки)	165 000
УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ	
Ванна медицинская для воздушно-углекислых процедур (Сухая углекислая ванна) «ГЕЙЗЕР» (цветной ЖК дисплей, стул со спинкой, регулируемый по высоте)	616 000
Ванна медицинская для воздушно-углекислых, воздушно-радоновых процедур (Сухая углекислая, радоновая ванна) «ГЕЙЗЕР» (цветной ЖК дисплей, стул со спинкой, регулируемый по высоте)	660 000
Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой управления, (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры) со ступенькой	545 000
Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой управления, с ДВЕРЦЕЙ (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры, оборудована герметичной дверцей, позволяющей легко зайти в ванну)	616 000
Аппарат медицинский для насыщения воды углекислым газом (АНУ)	140 000

Стойка для АНУ(из нержавеющей стали)	35 000
ВАННЫ ДЛЯ КОНЕЧНОСТЕЙ	
Ванна медицинская массажная вихревая для рук «Истра-Р» (24 гидрофорсунок из нержавеющей стали)	303 000
Ванна медицинская массажная вихревая для ног «Истра-Н» (16 гидрофорсунок из нержавеющей стали)	303 000
Ванна 4-х камерная «Истра-4К» бальнеологическая	400 000
Ванна 4-х камерная «Истра-4К» (для грязи, нафталана, минеральных и других агрессивных сред)	425 500
Ванна 4-х камерная гидрогальваническая «Истра-4К» (с поворотным ЖК-дисплеем на 360°)	593 000
Ванна 4-х камерная струйноконтрастная «Истра-4К» (с поворотным цифровым сенсорным дисплеем на 360°)	531 000
Ванна 4-х камерная гидрогальваническая струйноконтрастная «Истра-4К» (с поворотным ЖК-дисплеем на 360°)	709 000
Дополнительные опции и вспомогательное оборудование для камерных ванн	
Дополнительная система налива для минеральной воды (кран -2 шт.)	45 000
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды для камерных ванн	25 500
Трехходовой кран для грязевой ванны (адаптация слива под вакуумную систему удаления)	53 000
Оснащение жемчужной решеткой с краном подачи сжатого воздуха (без компрессора) для 4-х камерной ванны	56 000
Оснащение жемчужной решеткой с краном подачи сжатого воздуха (без компрессора) для ванны «Истра-Н»	48 000
Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт	120 000
Брызгозащитные крышки для 4-х камерных ванн «Истра-4К»	19 500
Подъемник для опускания пациента в ванну (камерную) (передвижной, грузоподъемность 150 кг)	170 000
Стул для пациента к камерным ваннам , стальной каркас	17 000
Стул для пациента к камерным ваннам, нерж. каркас (устойчивый к агрессивным средам, поворачивающиеся колеса имеют обрезиненные ролики и стопора)	42 500
Ванна водолечебная сидячая "Онега" (450/360 л) адаптированная для применения в пресной и минеральной воде со ступенькой	300 000
Дополнительные опции для ванны Онега	
Аэрофорсунки (14 шт, из нержавеющей стали, 98 пузырьковых отверстий) и Гидрофорсунки (24 шт,)	252 000
Гидрофорсунки (24 шт, с системой аэрации)	159 000
Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов)	36 000
Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт)	22 500
Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды	42 000

БЕСКОНТАКТНЫЙ ГИДРОМАССАЖ

Ванна для сухого гидромассажа «Кватроджет» (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, круговое/прямое перемещение 2х или 4х форсунок, регулировка мощности форсунок от 1 до 6 атм, учет роста, подсветка дна кушетки) светопрозрачное ложе с хромотерапией	1 300 000
Ванна для сухого гидромассажа «Кватроджет» (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, круговое/прямое перемещение 2х или 4х форсунок, регулировка мощности форсунок от 1 до 6 атм, учет роста, подсветка дна кушетки) ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный	1 200 000
Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, 24 статичных форсунок, мощностью 1,6 атм, подсветка дна кушетки) светопрозрачное ложе с хромотерапией	677 000
Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (ЖК дисплей, предустановленные программы процедур, регулировка температуры подогрева ложа, 24 статичных форсунок, мощностью 1,6 атм) ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный	660 000
Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (1 стандартная программа, 12 статичных форсунок, мощностью 1,6 атм, фиксированная температура подогрева ложа, управление с помощью кнопки включения) светопрозрачное ложе с хромотерапией	500 000
Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (1 стандартная программа, 12 статичных форсунок, мощностью 1,6 атм, фиксированная температура подогрева ложа, управление с помощью кнопки включения), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный	446 000
Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией	303 000
Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный	255 000
Дополнительные опции для кушетки «АКВАСПА»	
Ступень для кушетки	14 000
ВАННЫ СУХОГО ФЛОАТИНГА	
Ванна сухого флоатинга «Посейдон» с гидромассажем, типоразмер макси (для взрослых, ЖК цветной сенсорный дисплей, 8 гидрофорсунок, с вибродинамиками, со ступенькой)	1 735 000
Ванна сухого флоатинга «Посейдон» с гидромассажем, типоразмер мини (для детей, ЖК цветной сенсорный дисплей, 8 гидрофорсунок, с вибродинамиками, со ступенькой)	1 040 000

СИСТЕМЫ ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Система тракции автоматическая интеллектуальная «АИСТ»-вертикальное вытяжение позвоночника в бассейне (усилие задается электроникой)	990 000
Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА» для подводного горизонтального вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л) , система вытяжения позвоночника (механическая), комплект поясов и ремней, перекаточной подъемник с кушеткой (электропривод, аккумуляторная батарея или питание от сети), ступенька	1 000 000
Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с механической системой вытяжения	
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки)	165 000
Система шейного вытяжения позвоночника	50 500
Аэрофорсунки (16 шт, нержавеющая сталь)	109 500
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	86 000
Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу, насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)	72 000
Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА» для подводного горизонтального вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л) , система дозированного вытяжения позвоночника (электронная), комплект поясов и ремней, аварийная кнопка остановки процедуры пациентом, перекаточной подъемник с кушеткой (электропривод, аккумуляторная батарея или питание от сети), ступенька	1 200 000
Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с электронной системой вытяжения	
Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки)	165 000
Система шейного вытяжения позвоночника	50 500
Аэрофорсунки (16 шт, нержавеющая сталь)	109 500
Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами)	86 000
Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу, насос – номинальная мощность – 0,5 кВт)	72 000
Вспомогательное оборудование и аксессуары для комплексов вытяжения позвоночника «Атланта»	
Кушетка передвижная (для перемещения пациента с ложа подъёмника после вытяжения позвоночника и дальнейшего послепроцедурного отдыха) + переносная ступень в комплекте	112 000
Комплект бандажей регулируемых по размеру (грудной – 2 шт., поясничной – 2 шт.)	30 500
МЕДИЦИНСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ	
Подъемник для опускания пациента в бассейн с длинной или короткой стрелой из нержавеющей стали (грузоподъемность 150 кг, питание от трансформатора 220/24 В или от аккумуляторной батареи)	500 000
Подъемник для опускания пациента в бассейн из нержавеющей стали с вертикальным перемещением (адаптирован для применения в слабо минерализованной воде, грузоподъемность 150 кг, питание от аккумуляторной батареи)	650 000
Дополнительные опции к сиденью подъемника	
Поддержка для ног	40 000

Ремень поддерживающий для пациента	22 000
Откидывающиеся подлокотники (только к подъемнику с вертикальным перемещением)	46 500
ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ВАНН	
Подъемник для опускания пациента в ванну (передвижной, трехсекционное ложе, грузоподъемность 150 кг, полностью из нержавеющей стали, адаптирован для применения в слабо минерализованной воде, питание от аккумуляторной батареи или от сети)	450 000
Подъемник для опускания пациента в ванну (камерную) (передвижной, грузоподъемность 150 кг)	170 000
ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ	
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Экстра» (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ «Модерн» с дождевым, циркулярный душ «Классика» с дождевым, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды осуществляется термостатом 1 ¼”, расположенным на пульте управления, обеспечивает одновременную работу трех терапевтических душей)	657 000
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Оптима» (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды осуществляется 2 термостатами ¾”, расположенными на пульте управления)	550 000
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Стандарт» (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры кранами)	450 000
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом Оптима» (душ Шарко 1 струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры термостатом ¾)	450 000
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом» (душ Шарко 1 струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры кранами)	400 000
Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Настенная панель» (регулировка температуры воды осуществляется термостатом, струевой душ, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой)	375 000
ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ	
Душ Виши мод. 2 (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела с 5 форсунками (крепёж к кушетке), термостатический смеситель, кран включения душа и дополнительная лейка смонтированы на кушетке, подушка и матрас из влагонепроницаемого материала)	300 000
Душ Виши мод. 3 (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела с 5 форсунками (крепёж к стене), настенная панель управления с кранами включения форсунок и душа, подушка и матрас из влагонепроницаемого материала)	327 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Стандарт» - контрастный душ (2 струи, регулировка температуры воды осуществляется шаровыми кранами) с подлокотниками	250 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Оптима» - контрастный душ (2 струи, регулировка температуры воды осуществляется 2-мя термостатами ¾”) с подлокотниками	350 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом» (1 струя, регулировка температуры воды осуществляется шаровыми кранами)	200 000
Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом Оптима» (1 струя, регулировка температуры воды осуществляется термостатом ¾”)	250 000

Душ Шарко «ВУОКСА» «Настенная панель» (настенный пульт управления, 1 струя, регулировка воды 10-50°C осуществляется термостатом ¾")	168 000
Система Кнайпа к душу Шарко (только к мод. Эконом Оптима, Оптима, Экстра) быстрая смена температуры воды в одном сопле	42 000
Восходящий душ с поясничной форсункой	42 000
Циркулярный душ «Модерн» (с горизонтально расположенными трубами, отключающимся верхним полукругом и большим дождевым душем)	114 000
Циркулярный душ «Классика» (с вертикально расположенными трубами и большим дождевым душем)	114 000
Циркулярный душ без дождевого («Модерн» или «Классика»)	99 000
Детский циркулярный душ с дождевым душем (высота – 1 м) («Модерн» или «Классика»)	107 000
Дождевой душ	44 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для кафедр и душей	
Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма»)	100 000
Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего ИЛИ холодного водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным регулированием, системой защиты насоса от запуска без воды	100 000
Шторка для циркулярного или восходящего душа с крепежом	19 000
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ ДУШЕЙ	
Термостатический смеситель для восходящего или дождевого душа D ½ (настенный монтаж)	32 500
Термостатический смеситель D ¾ (скрытый монтаж)	62 000
Термостатический смеситель D 1 ¼ для подключения водолечебных душей (настенный монтаж)*	167 000
Настенная панель для монтажа термостатического смесителя D=1¼» и кранов (регулировка работы терапевтических душей)	62 000
Термостатический смеситель D 1 ¼ для монтажа на настенную панель	133 000
Кран вкл/выкл работы водолечебных душей , цена за 1 штуку	
- шаровой ½", ¾"	4 000
- вентильный	12 000
КУШЕТКИ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ОБЕРТЫВАНИЯ, ОРОШЕНИЯ	
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 1 (базовая комплектация: 2 слива, подушка для головы)	101 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 2 (базовая комплектация + ручной душ)	110 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 3 (базовая комплектация + ручной душ + водный подогрев)	121 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических процедур «Комфорт плюс» мод. 4 (Для кишечных орошений, гигиенических процедур) в комплекте со смесителем с гигиенической лейкой, матрасом	124 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 05 (базовая комплектация: корпус с ложем, слив для грязи)	123 000

Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 06 (базовая комплектация: корпус с ложем, слив для грязи, водный подогрев)	141 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 07 (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для слива грязи)	123 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 08 (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для слива грязи, водный подогрев)	141 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 09 (без электроподогрева)	97 000
Кушетка "Комфорт"(с электроподогревом)	121 000
Кушетка медицинская "Комфорт плюс" мод. 10 для проведения орошений (Базовая комплектация: чаша со сливом в центре кушетки, мягкий матрас)	140 000
Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 11 (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для грязи) с подогревом/без подогрева	135 000 /113 000
Ручной душ со смесителем к кушетке серии Комфорт плюс (пластик)	19 500
Матрац для кушеток серии «Комфорт плюс» (синий)	23 000
Бачок для лечебных растворов	115 000
Стойка к бачку	39 000
Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7 мм)	303 000
Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный, (толщина 1,0 мм).	255 000
<u>КУХНИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ И ФАНГОПАРАФИНА В СОСТАВЕ:</u>	
Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-60 на 60л	624 000
Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-80 на 80л	700 000
Котел для подготовки фангопарафина ГФ-2-60 на 60л	598 000
Стол рабочий 2-х секц. с двумя шкафами с дверцей (1300 мм)	302 000
Стол рабочий 3-х секц. с двумя шкафами с дверцей и открытой секцией с полкой (1950 мм)	370 000
<u>СИСТЕМЫ С ТЕРМОШКАФОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФАНГО-ПАРАФИНОВЫХ СМЕСЕЙ В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:</u>	
Термошкаф в комплекте с лотками (исполнение 1)	378 000
Термошкаф (исполнение 1) для грязи	455 000
Стол рабочий 2-х секц. с термошкафом и шкафом с дверцей (1300 мм) (исполнение 2) в комплекте с лотками	450 000
Стол рабочий 3-х секц. с термошкафом, шкафом с дверцей и открытой секцией для лотков (1950 мм) (исполнение 4) в комплекте с лотками	516 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и опции для кухни и систем	
Мойка со смесителем для стола рабочего	72 000
Лоток для фангопарафина	3 600
Тележка для перевозки лотков	38 500
Тележка для лечебной грязи из нержавеющей стали с ведром	31 000
Держатель для пленки шириной до 700мм, диаметром до 250 мм	9 500
Нагреватель термокомпрессов медицинский НТМ-16	310 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Шторка для циркулярного или восходящего душа с крепежом	19 000
Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма»)	100 000
Ступень для кушеток, ванн (1 ступень) стеклопластик	14 000
Ступеньки для ванн (стеклопластик) (2 ступени)	25 000
Ступеньки с поручнем (стеклопластик)(2 ступени, поручень из нержавеющей стали)	35 000
Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего или холодного водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным регулированием, системой защиты насоса от запуска без воды	100 000
Выбор нестандартного цвета корпуса любого оборудования по палитре RAL*	25 000

* (Стандартные цвета по палитре RAL: 5012-голубой, 9003-белый, H017-светло-васильковый)