

Physiotechnica

оборудование для медицинских
и санаторно-курортных центров

- Собственное производство водолечебного оборудования «Physiotechnica»
- Проектирование лечебных отделений, водолечебных комплексов, спа-центров

ООО «Физиотехника»

г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д.23, лит. А, пом. 2-Н
тел/факс (812) 321-67-80, 8-800-511-67-80 (бесплатный звонок по РФ); e-mail: mail@pt-med.ru
www.pt-med.ru

I. ВОДОЛЕЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

I.I Оборудование производства «Physiotechnica»

| Наименование | Цена, руб. |
|---|----------------|
| ВАННЫ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ДУШ-МАССАЖА (ПДМ) | |
| Ванна водолечебная «Хаббарда» для подводного душ-массажа в форме «бабочка» (1700/1305 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки)+ Гидрофорсунки (12 шт, с системой аэрации) со ступенькой | 770 000 |
| Ванна для подводного душ-массажа «Атланта» (1200/800 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки), съемный подголовник, может быть использована с системой подводного горизонтального вытяжения со ступенькой | 495 000 |
| Дополнительные опции для ванны «Атланта» | |
| Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали) | 78 500 |
| Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу, насос – номинальная мощность – 0,5 кВт) | 51 500 |
| Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов) | 30 000 |
| Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 62 000 |
| Ванна водолечебная «Гольфстрим» для подводного душ-массажа (650/570 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, Шланг ПДМ, 4 сменные насадки) со ступенькой | 437 000 |
| Дополнительные опции для ванны «Гольфстрим» | |
| Аэрофорсунки (18 шт, из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий) | 71 500 |
| Гидрофорсунки (16 шт, зона спины – 8 шт, зона стоп – 4 шт, зона бедер – 4 шт, с системой аэрации) | 111 000 |
| Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов) | 30 000 |
| Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 62 000 |
| Система подводного гидро-вакуумного массажа | 95 000 |
| Насадка на шланг ПДМ дождевая/щелевая | 3 600 |
| Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном для подводного душ-массажа , (450/320 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник) со ступенькой | 400 000 |
| Дополнительные опции для ванны Оккервиль | |
| Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий) | 78 500 |
| Гидрофорсунки (16 шт, с системой аэрации) | 78 500 |
| Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) | 25 500 |
| Система хромотерапии(32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 62 000 |
| Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор) | 94 000 |
| Насадка на шланг ПДМ дождевая/щелевая | 3 600 |
| Упор для ног детский | 12 000 |

| | |
|--|-------------------|
| Ванна водолечебная «Ладога» для подводного душ-массажа (480/340 литров, регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки, мягкий подголовник) со ступенькой | 407 000 |
| Дополнительные опции для ванны Ладога | |
| Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий)+ Гидрофорсунки (24 шт, с системой аэрации) | 192 500 |
| Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) | 25 500 |
| Система хромотерапии(16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 45 500 |
| Насадка на шланг ПДМ дождевая/щелевая | 3 600 |
| Устройство подводного гидромассажа -тангентор «АкваЭйр» | 160 000 |
| Система подводного гидро-вакуумного массажа для тангентора | 95 000 |
| <u>БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВАННЫ ДЛЯ ПРЕСНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ</u> | |
| Ванна водолечебная «Оккервиль» анатомической формы бальнеологическая, адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (350/300л.) со ступенькой | 255 000 |
| Ванна водолечебная «Оккервиль» с плоским дном бальнеологическая , адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (450/320 литров) со ступенькой | 284 000 |
| Ванна водолечебная «Ладога», адаптированная для применения в пресной и минеральной воде (480/340 литров) со ступенькой | 328 000 |
| Дополнительные опции для ванн | |
| Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий) | 78 500 |
| Гидрофорсунки для ванны «Оккервиль» (16 шт, с системой аэрации) | 78 500 |
| Гидрофорсунки для ванны «Ладога» (24 шт, с системой аэрации) | 114 000 |
| Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) | 25 500 |
| Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды | 34 300 |
| Система хромотерапии для ванны «Оккервиль» (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) только для пресной воды | 62 000 |
| Система хромотерапии для ванны «Ладога» (16 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) только для пресной воды | 45 500 |
| Встроенный аппарат насыщения воды углекислотой (сатуратор) | 94 000 |
| Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.) | 15 500 |
| Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора) | 13 000 |
| Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды (рама из нержавеющей стали) | 30 000 |
| Крышка на ванну для применения с сероводородной водой | 25 500 |
| Отвод паров над поверхностью воды для подсоединения к системе вентиляции (рекомендуется использовать с крышкой) | 12 000 |
| Упор для ног детский (к ванне «Оккервиль» с плоским дном) | 12 000 |
| ВОД 58.2 пузырьковая решетка | 290 евро |
| Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт | 1 190 евро |

| | |
|--|-------------------|
| Ванна водолечебная «Оккервиль» бальнеологическая для агрессивной среды (фурнитура пластик, рама из нержавеющей стали) (400/300л.) со ступенькой | 300 000 |
| Аэрофорсунки (16 шт, из нержавеющей стали, 112 пузырьковых отверстий) | 78 500 |
| Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) для слабоминерализованной воды | 34 300 |
| Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.) | 15 500 |
| Подвод для подачи сжатого воздуха (при наличии пузырьковой решетки и компрессора) | 13 000 |
| Крышка на ванну для применения с сероводородной водой | 25 500 |
| Отвод паров над поверхностью воды для подсоединения к системе вентиляции (рекомендуется использовать с крышкой) | 12 000 |
| ВОД 58.2 пузырьковая решетка | 290 евро |
| Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт | 1 190 евро |
| Ванна водолечебная поворотная «Неман» (320/250 л) с автоматической системой наклона лежа с помощью электропривода со ступенькой | 397 000 |
| Аэрофорсунки (18 шт, из нержавеющей стали, 126 пузырьковых отверстий) | 60 000 |
| Система хромотерапии WaterLight (14 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 41 500 |
| Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт.) | 15 500 |
| ГИДРОАЭРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ с электронным блоком управления | |
| Ванна водолечебная «Оккервиль» с электронным блоком управления (350/300 л, электронный блок управления, система зонального гидромассажа: спина (10 шт.), бедра и ноги (16 шт.), область плечевого пояса (4 шт.), система жемчужного массажа 15 шт – 105 пузырьковых отверстий, работа гидро и аэромассажа в обычном и импульсном режиме, система хромотерапии -1 лампа- 5 изменяющихся цветов) со ступенькой | 500 000 |
| Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 62 000 |
| ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ВАННА | |
| Ванна медицинская электрогальваническая «Аква-гальваника» с 9-тью электродами, (разработана на базе модели ванны «Оккервиль» Комби, сенсорное управление, цветной ЖК дисплей) со ступенькой | 518 000 |
| Дополнительные опции для ванны «Аква-гальваника» | |
| Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки) | 82 500 |
| УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ | |
| Ванна медицинская для воздушно-углекислых процедур (Сухая углекислая ванна) «ГЕЙЗЕР» (цветной ЖК дисплей, стул со спинкой, регулируемый по высоте) | 560 000 |
| Ванна медицинская для воздушно-углекислых, воздушно-радоновых процедур (Сухая углекислая, радоновая ванна) «ГЕЙЗЕР» (цветной ЖК дисплей, стул со спинкой, регулируемый по высоте) | 600 000 |
| Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой управления, (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры) со ступенькой | 495 000 |

| | |
|---|-------------------|
| Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» с электронной системой управления, с ДВЕРЦЕЙ (ванна объемом 580 л, съемное сиденье, поворотный цветной ЖК дисплей, сенсорная панель установки концентрации насыщения углекислоты, времени и температуры проведения процедуры, оборудована герметичной дверцей, позволяющей легко зайти в ванну) | 560 000 |
| Ванна водолечебная «Оккервиль» анатомической формы бальнеологическая со встроенным сатуратором со ступенькой | 349 000 |
| Аппарат медицинский для насыщения воды углекислым газом (АНУ) | 121 000 |
| Стойка для АНУ(из нержавеющей стали) | 24 500 |
| <u>ВАННЫ ДЛЯ КОНЕЧНОСТЕЙ</u> | |
| Ванна медицинская массажная вихревая для рук «Истра-Р» (24 гидрофорсунок из нержавеющей стали) | 262 000 |
| Ванна медицинская массажная вихревая для ног «Истра-Н» (16 гидрофорсунок из нержавеющей стали) | 262 000 |
| Ванна 4-х камерная «Истра-4К» бальнеологическая | 327 000 |
| Ванна 4-х камерная «Истра-4К» (для грязи и нафталанана) | 345 000 |
| Ванна 4-х камерная гидрогальваническая «Истра-4К» (с поворотным ЖК-дисплеем на 360 ⁰) | 513 000 |
| Ванна 4-х камерная струйноконтрастная «Истра-4К» (с поворотным цифровым сенсорным дисплеем на 360 ⁰) | 459 000 |
| Ванна 4-х камерная гидрогальваническая струйноконтрастная «Истра-4К» (с поворотным ЖК-дисплеем на 360 ⁰) | 613 000 |
| Дополнительные опции и вспомогательное оборудование для камерных ванн | |
| Дополнительная система налива для минеральной воды (кран -2 шт.) | 31 000 |
| Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды для камерных ванн | 18 000 |
| Трехходовой кран для грязевой ванны (адаптация слива под вакуумную систему удаления) | 37 900 |
| Оснащение жемчужной решеткой с краном подачи сжатого воздуха (без компрессора) для 4-х камерной ванны | 40 000 |
| Оснащение жемчужной решеткой с краном подачи сжатого воздуха (без компрессора) для ванны «Истра-Н» | 34 300 |
| Рекомендуемый компрессор к пузырьковой решетке 1 шт | 1 190 евро |
| Брызгозащитные крышки для 4-х камерных ванн «Истра-4К» | 13 700 |
| Подъемник для опускания пациента в ванну (камерную) (передвижной, грузоподъемность 150 кг) | 124 000 |
| Стул для пациента к камерным ваннам , стальной каркас | 13 000 |
| Стул для пациента к камерным ваннам, нерж. каркас (устойчивый к агрессивным средам) | 33 000 |
| Ванна водолечебная сидячая "Онега" (450/360 л) адаптированная для применения в пресной и минеральной воде со ступенькой | 189 000 |
| Дополнительные опции для ванны Онега | |
| Аэрофорсунки (14 шт, из нержавеющей стали, 98 пузырьковых отверстий) и Гидрофорсунки (24 шт,) | 182 000 |
| Гидрофорсунки (24 шт, с системой аэрации) | 114 000 |
| Свет, хромотерапия (1 лампа, 5 изменяющихся цветов) | 25 500 |
| Дополнительный кран для минеральной воды (за 1 шт) | 15 500 |

| | |
|--|-----------|
| Фурнитура из пластика белого цвета для агрессивной воды | 57 500 |
| БЕСКОНТАКТНАЯ ГИДРОМАССАЖНАЯ КУШЕТКА «АКВАСПА» | |
| Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (система электронного индивидуального программирования гидромассажа по 6 зонам , температурного режима, ЖК-дисплей, предустановленные программы процедур), светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7 мм) | 585 000 |
| Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА» (система электронного индивидуального программирования гидромассажа по 6 зонам , температурного режима, сенсорный ЖК-дисплей, предустановленные программы процедур), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный (толщина 1,0 мм). | 560 000 |
| Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА » (1 стандартная программа гидромассажа по 12 статично заданным точкам),фиксированная температура подогрева ложа, управление с помощью кнопки включения, светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7 мм) | 430 000 |
| Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА » (1 стандартная программа гидромассажа по 12 статично заданным точкам),фиксированная температура подогрева ложа, управление с помощью кнопки включения), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный (толщина 1,0 мм). | 386 000 |
| Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7 мм) | 275 000 |
| Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный, (толщина 1,0 мм). | 232 000 |
| Дополнительные опции для кушетки «АКВАСПА» | |
| Ступень для кушетки | 8 500 |
| ВАННЫ СУХОГО ФЛОАТИНГА | |
| Ванна сухого флоатинга «Посейдон», исполнение «Флоатинг Посейдон с гидромассажем» (ЖК цветной сенсорный дисплей, 8 гидрофорсунок, со ступенькой) | 1 500 000 |
| Ванна сухого флоатинга «Посейдон», исполнение «Флоатинг Посейдон детский» (ЖК цветной сенсорный дисплей, со ступенькой) | 800 000 |
| СИСТЕМЫ ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | |
| Система тракции автоматическая интеллектуальная «АИСТ» -вертикальное вытяжение позвоночника в бассейне (усилие задается электроникой) | 845 000 |
| Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА» для подводного горизонтального вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л) , система вытяжения позвоночника (механическая), комплект поясов и ремней, перекаточной подъемник с кушеткой (электропривод, аккумуляторная батарея Linak 24В или питание от сети),ступенька | 752 000 |
| Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с механической системой вытяжения | |
| Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки) | 82 500 |
| Система шейного вытяжения позвоночника | 36 000 |
| Аэрофорсунки (16 шт, нержавеющая сталь) | 78 500 |
| Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 62 000 |

| | |
|---|----------------|
| Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу, насос – номинальная мощность – 0,5 кВт) | 51 500 |
| Комплекс физиотерапевтический «АТЛАНТА» для подводного горизонтального вытяжения позвоночника в комплекте: (ванна «Атланта» (1200/800 л), система дозированного вытяжения позвоночника (электронная), комплект поясов и ремней, аварийная кнопка остановки процедуры пациентом, перекатной подъемник с кушеткой (электропривод, аккумуляторная батарея Linak 24В или питание от сети), ступенька | 902 000 |
| Дополнительные опции для комплекса вытяжения «Атланта» с электронной системой вытяжения | |
| Система подводного душ-массажа (регулировка давления от 0,4 до 4,8 бар, шланг ПДМ, 4 сменные насадки) | 82 500 |
| Аэрофорсунки (16 шт, нержавеющая сталь) | 78 500 |
| Система быстрого слива (за 2,5 мин) – (для обеспечения быстрого слива необходимо проложить отдельную магистраль Ø не менее 100 мм, переходящую в основную вертикальную фановую трубу, насос – номинальная мощность – 0,5 кВт) | 51 500 |
| Система шейного вытяжения позвоночника | 36 000 |
| Система хромотерапии WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 62 000 |
| Вспомогательное оборудование и аксессуары для комплексов вытяжения позвоночника «Атланта» | |
| Кушетка передвижная (для перемещения пациента с ложа подъемника после вытяжения позвоночника и дальнейшего послеоперационного отдыха) + переносная ступень в комплекте | 97 000 |
| Комплект бандажей регулируемых по размеру (грудной – 2 шт., поясничный – 2 шт.) | 20 000 |
| <u>МЕДИЦИНСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ</u> | |
| Подъемник для опускания пациента в бассейн с длинной или короткой стрелой из нержавеющей стали (грузоподъемность 150 кг, питание от трансформатора 220/24 В или от аккумуляторной батареи Linak (Финляндия), 24В) | 230 000 |
| Подъемник для опускания пациента в бассейн из нержавеющей стали с вертикальным перемещением (адаптирован для применения в слабо минерализованной воде, грузоподъемность 150 кг, питание от аккумуляторной батареи Linak или питание от сети) | 425 000 |
| Дополнительные опции к сиденью подъемника | |
| Поддержка для ног | 28 000 |
| Ремень поддерживающий для пациента | 15 500 |
| Откидывающиеся подлокотники (только к подъемнику с вертикальным перемещением) | 33 000 |
| <u>ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ВАНН</u> | |
| Подъемник для опускания пациента в ванну (передвижной, трехсекционное ложе, грузоподъемность 150 кг, полностью из нержавеющей стали, адаптирован для применения в слабо минерализованной воде, питание от аккумуляторной батареи Linak, 24В или от сети) | 227 000 |
| Подъемник для опускания пациента в ванну (камерную) (передвижной, грузоподъемность 150 кг) | 124 000 |
| <u>ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ КАФЕДРЫ</u> | |

| | |
|--|----------------|
| Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Экстра» (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ «Модерн» с дождевым, циркулярный душ «Классика» с дождевым, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды осуществляется термостатом 1 ¼”, расположенным на пульте управления, обеспечивает одновременную работу трех терапевтических душей) | 560 000 |
| Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Оптима» (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры воды осуществляется 2 термостатами ¾”, расположенными на пульте управления) | 444 000 |
| Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Стандарт» (душ Шарко 2 струи, с подлокотниками, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры кранами) | 385 000 |
| Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом Оптима» (душ Шарко 1 струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры термостатом ¾) | 360 000 |
| Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Эконом» (душ Шарко 1 струя, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой, регулировка температуры кранами) | 310 000 |
| Кафедра водолечебная «ВУОКСА» «Настенная панель» (регулировка температуры воды осуществляется термостатом, струевой душ, циркулярный душ, дождевой душ, восходящий душ с поясничной форсункой) | 325 000 |
| <u>ЛЕЧЕБНЫЕ ДУШИ</u> | |
| Душ Виши мод. 2 (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела с 5 форсунками (крепёж к кушетке), термостатический смеситель, кран включения душа и дополнительная лейка смонтированы на кушетке, подушка и матрац из влагонепроницаемого материала) | 252 000 |
| Душ Виши мод. 3 (Стандартная комплектация: кушетка медицинская «Комфорт плюс», стрела с 5 форсунками (крепёж к стене), настенная панель управления с кранами включения форсунок и душа, подушка и матрац из влагонепроницаемого материала) | 283 000 |
| Душ Шарко «ВУОКСА» «Стандарт» - контрастный душ (2 струи, регулировка температуры воды осуществляется шаровыми кранами) с подлокотниками | 197 000 |
| Душ Шарко «ВУОКСА» «Оптима» - контрастный душ (2 струи, регулировка температуры воды осуществляется 2-мя термостатами ¾”) с подлокотниками | 260 000 |
| Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом» (1 струя, регулировка температуры воды осуществляется шаровыми кранами) | 148 000 |
| Душ Шарко «ВУОКСА» «Эконом Оптима» (1 струя, регулировка температуры воды осуществляется термостатом ¾”) | 168 000 |
| Душ Шарко «ВУОКСА» «Настенная панель» (настенный пульт управления, 1 струя, регулировка воды 10-50°С осуществляется термостатом ¾”) | 153 000 |
| Система Кнайпа к душу Шарко (только к мод. Эконом Оптима, Оптима, Экстра) быстрая смена температуры воды в одном сопле | 30 000 |
| Восходящий душ с поясничной форсункой | 36 000 |
| Циркулярный душ «Модерн» (с горизонтально расположенными трубами, отключающимся верхним полукругом и большим дождевым душем) | 98 000 |
| Циркулярный душ «Классика» (с вертикально расположенными трубами и большим дождевым душем) | 98 000 |
| Циркулярный душ без дождевого («Модерн» или «Классика») | 85 000 |
| Детский циркулярный душ с дождевым душем (высота – 1 м) («Модерн» или «Классика») | 92 000 |

| | |
|---|----------------|
| Дождевой душ | 38 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для кафедр и душей | |
| Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма») | 80 000 |
| Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего ИЛИ холодного водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным регулированием, системой защиты насоса от запуска без воды | 76 000 |
| Шторка для циркулярного или восходящего душа с крепежом | 13 000 |
| СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВОДОЛЕЧЕБНЫХ ДУШЕЙ | |
| Термостатический смеситель для восходящего или дождевого душа D ½ (настенный монтаж) | 21 500 |
| Термостатический смеситель D ¾ (скрытый монтаж) | 42 000 |
| Термостатический смеситель D 1 ¼ для подключения водолечебных душей (настенный монтаж)* | 113 000 |
| Настенная панель для монтажа термостатического смесителя D=1¼» и кранов (регулировка работы терапевтических душей) | 53 000 |
| Термостатический смеситель D 1 ¼ для монтажа на настенную панель | 90 000 |
| Кран вкл/выкл работы водолечебных душей , цена за 1 штуку | |
| - шаровой ½”, ¾” | 2 550 |
| - вентильный | 7 500 |
| КУШЕТКИ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ОБЕРТЫВАНИЯ, ОРОШЕНИЯ | |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 1 (базовая комплектация: 2 слива, подушка для головы) | 79 000 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 2 (базовая комплектация + ручной душ) | 86 000 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур «Комфорт плюс» мод. 3 (базовая комплектация + ручной душ + водный подогрев) | 95 000 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических процедур «Комфорт плюс» мод. 4 (Для кишечных орошений, гигиенических процедур) в комплекте со смесителем с гигиенической лейкой, матрасом | 97 000 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 05 (базовая комплектация: корпус с ложем, слив для грязи) | 96 000 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 06 (базовая комплектация: корпус с ложем, слив для грязи, водный подогрев) | 110 000 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 07 (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для слива грязи) | 96 000 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 08 (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для слива грязи, водный подогрев) | 110 000 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 09 (без электроподогрева) | 75 500 |

| | |
|--|-------------------------|
| Кушетка "Комфорт"(с электроподогревом) | 94 800 |
| Кушетка медицинская "Комфорт плюс" мод. 10 для проведения орошений (Базовая комплектация: чаша со сливом в центре кушетки, мягкий матрац) | 109 000 |
| Кушетка медицинская для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт плюс" мод. 11 (базовая комплектация: корпус с ложем, углубление для грязи) с подогревом/без подогрева | 106 000 / 88 000 |
| Ручной душ со смесителем к кушетке серии Комфорт плюс (пластик) | 12 500 |
| Матрац для кушеток серии «Комфорт плюс» (синий или черный) | 17 700 |
| Бачок для лечебных растворов | 72 500 |
| Стойка к бачку | 24 500 |
| Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), светопрозрачное ложе с хромотерапией (толщина 0,7 мм) | 275 000 |
| Кушетка водяная для лечебных обертываний «АКВАСПА» (фиксированная температура подогрева ложа, без системы форсунок), ложе из вспененного каучука, цвет синий или черный, (толщина 1,0 мм). | 232 000 |
| <u>КУХНИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ И ФАНГОПАРАФИНА В СОСТАВЕ:</u> | |
| Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-60 на 60л | 490 000 |
| Котел для подготовки лечебной грязи ГК-1-80 на 80л | 550 000 |
| Котел для подготовки фангопарафина ГФ-2-60 на 60л | 470 000 |
| Стол рабочий 2-х секц. с двумя шкапами с дверцей (1300 мм) | 261 000 |
| Стол рабочий 3-х секц. с двумя шкапами с дверцей и открытой секцией с полкой (1950 мм) | 320 000 |
| <u>СИСТЕМЫ С ТЕРМОШКАФОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФАНГО-ПАРАФИНОВЫХ СМЕСЕЙ В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ:</u> | |
| Термошкаф в комплекте с лотками (исполнение 1) | 297 000 |
| Стол рабочий 2-х секц. с термошкафом и шкафом с дверцей (1300 мм) (исполнение 2) в комплекте с лотками | 371 000 |
| Стол рабочий 3-х секц. с термошкафом, шкафом с дверцей и открытой секцией для лотков (1950 мм) (исполнение 4) в комплекте с лотками | 425 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и опции для кухни и систем | |
| Мойка со смесителем для стола рабочего | 51 500 |
| Лоток для фангопарафина | 2 600 |
| Тележка для перевозки лотков | 25 500 |
| Тележка для лечебной грязи из нержавеющей стали с ведром | 24 300 |
| Держатель для пленки шириной до 700мм, диаметром до 250 мм | 7 000 |
| Нагреватель термокомпрессов медицинский НТМ-16 | 242 000 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | |
|--|---------------|
| Шторка для циркулярного или восходящего душа с крепежом | 13 000 |
| Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа «Ширма») | 80 000 |
| Ступень для кушеток, ванн (1 ступень) стеклопластик | 8 500 |
| Ступеньки для ванн (стеклопластик) (2 ступени) | 15 000 |
| Ступеньки с поручнем (стеклопластик)(2 ступени, поручень из нержавеющей стали) | 25 000 |
| Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего или холодного водоснабжения, температура перекачиваемой воды от + 1 0С до + 60 0С, 220 В, с частотным регулированием, системой защиты насоса от запуска без воды | 76 000 |
| Выбор нестандартного цвета корпуса любого оборудования по палитре RAL* | 11 000 |

* (Стандартные цвета по палитре RAL: 5012-голубой, 9003-белый, H017-светло-васильковый)