




УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА В БАССЕЙН

Подъемники предназначены для перемещения пользователя с нарушениями опорно-двигательных функций в водную зону бассейна для проведения бальнеологических и реабилитационных процедур.

Преимущества подъемников «Физиотехника»:

- ▶▶ Надежная конструкция
- ▶▶ Безопасность для пользователя
- ▶▶ Управление с пульта одним специалистом
- ▶▶ Многократность циклов работы без подзарядки
- ▶▶ Применение для всех типов воды, в т.ч. минерализованной
- ▶▶ Изготовление под заказ (под любой бассейн)



▶▶ Подъемник тип
«стрела»*



▶▶ Подъемник винтовой с
вертикальным
перемещением*

*внешний вид может незначительно отличаться в зависимости от исполнения

- ▶▶ Для поддержания равновесия и удобства пациента подъемники оснащены удобным эргономичным креслом, поручнями, упором для ног и ремнями для фиксации пользователя.
- ▶▶ По заказу подъемник может быть оснащен дополнительной площадкой для поддержки ног и откидными поручнями.

Подъемники для бассейна «Физиотехника»

- ▶ имеют регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ
- ▶ входят в приказ об оснащении №90Н и №928Н

Особенности подъемников «Физиотехника»

- ▶ выполнены из нержавеющей стали
- ▶ питание от аккумуляторной батареи
- ▶ индикатор заряда батареи
- ▶ зарядка от сети 230 В

Габариты	стрела	винтовой
Габариты в сборе, мм	2000x600x1900	2100x600x2170
Масса в сборе, кг	150	90
Технические характеристики		
Движение вокруг оси, град.	360	
Величина хода сидения, мм	1450 (+-200)	1250 (+-150)
Максимальная грузоподъемность, кг	150	
Скорость перемещения вверх при максимальной нагрузке, м/сек	0.045	
Скорость перемещения вниз при максимальной нагрузке, м/сек	0.063	
Макс.кол-во циклов подъем-спуск при максимальной нагрузке и полной зарядке аккумулятора	20	
Емкость батареи, А/ч	2.9	
Срок службы батареи, лет	не менее 5 лет	
Наработка батареи на отказ	не менее 30 000 циклов	
Гарантия, мес.	12	

Physiotecnica

📍 188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе 4/1
☎ +7 (812) 321-67-80, +7 (800) 511-67-80
✉ info@pt-med.ru 🌐 www.pt-med.ru



Информация буклета носит ознакомительный характер