

ПОДЪЕМНИК САНИТАРНЫЙ «ЛАТРИНА»



Назначение.

Подъемник предназначен для оказания помощи лицам, имеющим ограничения в подвижности из-за травм, беременным женщинам и лицам пожилого возраста при пользовании туалетом, путем создания удобных и безопасных положений сиденья унитаза при усаживании на него.

Устройство обеспечивает комфортный переход из сидячего положения в вертикальное и обратно, при этом устраняя часть нагрузки на суставы и позволяя пользователю сохранять независимость и уверенность в повседневных действиях.

- Такой подход существенно способствует созданию доступной среды, адаптированной под нужды маломобильных людей, обеспечивая им свободу движений и комфорт при использовании санитарных помещений.

Эргономичность.

В результате инженерных разработок созданы две удобные конструкции подъемника «Латрина» с откидными ручками и без, в которых учтены данные о траектории движения людей с разным ростом, а также для маломобильных групп населения.

Перемещение вверх/вниз осуществляется с помощью кнопок, расположенных на правом подлокотнике. Сиденье можно остановить в любом положении между минимально и максимально допустимой высотой.

Преимущества модели:

- Цельнометаллическая рама
- Стабильная конструкция с высоким коэффициентом безопасности
- Большая грузоподъемность
- Синхронная система управления для обеспечения высокоточного подъема
- Модификация с откидными ручками (под заказ)

Технические характеристики

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	570±10х630±10х700±30
Исходная высота сиденья, мм	420±30
Высота крайней передней точки от пола, мм	540±30
Высота верхней точки подлокотника от пола, мм	890±30
Максимальный наклон сиденья к горизонту, °	13±2
Масса подъемника, кг	не более 30
Скорость подъема сиденья, мм/с	9±5
Максимальная нагрузка, кг	не более 160
Напряжение питающей сети, В	230±10%
Частота, Гц	50
Максимальная потребляемая мощность, В А	не более 205



НОВИНКА 2026 года!

**Модификация санитарного
подъемника «Латрина»
с откидными ручками.**

