



## ВАННА ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДЛЯ КОНТРАСТНЫХ ПРОЦЕДУР (ДОРОЖКА КНЕЙПА)

Ванна гидротерапевтическая для контрастных процедур предназначена для проведения рефлексотерапевтических контрастных процедур нижних конечностей.

Изделие состоит из корпуса, имеющего четыре или две ванночки. Каждая ванна включает в себя залив, перелив воды, сливное отверстие снизу. Сверху на корпус устанавливаются поручни.

Оборудование может изготавливаться по индивидуальному заказу с увеличением количества модулей для горячей и холодной воды.

**Принцип действия основан на чередовании горячей и холодной воды. Расположение холодных и тёплых ванночек поочередное:**

- ▶▶ **в четырёхсекционной ванне:** холодная-горячая-холодная-горячая
- ▶▶ **в двухсекционной ванне:** холодная-горячая.

**Управление и контроль температурой воды производится с внешней панели, которая имеет два исполнения.**



▶▶ **Панель управления  
настенная (1 термостат)**



▶▶ **Панель управления  
настенная (2 термостата)**

Для поддержания равновесия и удобства прохождения пациентом процедуры лечения в ванне на корпусе каждого исполнения установлены поручни. На корпусе четырёхсекционной ванны установлены два поручня справа и слева, на двухсекционной ванне – один поручень с правой стороны.

Ванна используется в физиотерапевтических отделениях больниц, поликлиник, реабилитационных и оздоровительных центров, санаториях и других лечебно-профилактических учреждениях различного профиля.

#### Показания к применению:

- ▶▶ Повышенная отечность конечностей
- ▶▶ Неврастения, депрессия
- ▶▶ Профилактика варикозного расширения вен нижних конечностей
- ▶▶ Чрезмерная потливость ног

| Габариты                                    |                   |        |        |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                                             | Длина             | Ширина | Высота |
| Ванна, исполнение четырехсекционная:        | 2805              | 835    | 1120   |
| Ванна, исполнение двухсекционная:           | 1350              | 835    | 1120   |
| Корпус с четырьмя ванночками, (ДхШхВ)       | 2570x835x340 мм   |        |        |
| Корпус с двумя ванночками, (ДхШхВ)          | 1350x835x340 мм   |        |        |
| Панель управления настенная, (ДхШхВ)        | 620x550x275 мм    |        |        |
| Поручень длинный, (ДхВхдиаметр)             | 2805x875x32 мм    |        |        |
| Поручень короткий, (ДхВхдиаметр)            | 1305x875x32 мм    |        |        |
| Ножка опорная, (длина x диаметр)            | 270x65 мм         |        |        |
| Ножка опорная (короткая), (длина x диаметр) | 235x65 мм         |        |        |
| Величина изменения высоты ножки:            | не более 15 мм    |        |        |
| Технические характеристики                  |                   |        |        |
| Рабочий объем каждой ванночки               | 35±5 л            |        |        |
| Максимальный объём каждой ванночки          | 63±5 л            |        |        |
| Время слива рабочего объема каждой ванночки | Не более 2,5 мин  |        |        |
| Максимальная нагрузка                       | Не более 150 кг   |        |        |
| Подключение коммуникаций                    |                   |        |        |
| Подведение холодной воды                    | 1/2 дюйма НР      |        |        |
| Подведение горячей воды                     | 1/2 дюйма НР      |        |        |
| Слив воды                                   | Фановая труба ø50 |        |        |
| Температура подводимой холодной воды        | От 10 до 18° С    |        |        |
| Температура подводимой горячей воды         | От 55 до 60° С    |        |        |

**Physiotecnica**

188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе 4/1  
 +7 (812) 321-67-80, +7 (800) 511-67-80  
 info@pt-med.ru www.pt-med.ru



Информация буклета носит ознакомительный характер