

Physiotecnica

производство водолечебного оборудования



ВАННА ВОДОЛЕЧЕБНАЯ «НЕМАН»



РАЗРАБОТАНО И
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ
В РОССИИ



Ванна водолечебная НЕМАН

Габаритные размеры ванны	1720x1200x1250 мм
Полезный объем	250 л
Максимальная нагрузка на ванну	150 кг



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОЛЕЧЕБНАЯ ВАННА «НЕМАН» С ФУНКЦИЕЙ НАКЛОНА ДЛЯ УДОБНОГО ВХОДА И ВЫХОДА ПАЦИЕНТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕСНОЙ ИЛИ СЛАБО МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ. ЗА СЧЕТ ОРИГИНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА ЛОЖА ВАННА МОЖЕТ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПАЦИЕНТАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ЛИЦАМ С ДЦП.

Особенности:

Ванна «Неман» подходит для проведения широкого спектра гидротерапевтических процедур за счет возможных дополнительных опций (аэромассаж, хромотерапия) и оригинальной конструкции лежа с изменяемым углом наклона.

Форма лежа в виде шезлонга позволяет достичь максимального комфорта для пациента, делает процедуру безопасной.

Наличие встроенного аккумулятора обеспечивает безопасность завершения процедуры в случае отключения электропитания в учреждении.

Корпус ванны выполнен из высокопрочного стеклопластика, устойчивого к агрессивным средам, в том числе слабоминерализованным водам.

Удобная и понятная панель управления позволяет медицинскому персоналу легко контролировать режимы работы ванны и обеспечивает безопасность в процессе эксплуатации.

Рама ванны полностью выполнена из нержавеющей стали.



Базовая комплектация:

- ▶ Ванна с функцией наклона лежа
- ▶ Душ ручной для обмыва ванны (лейка+шланг)
- ▶ Ступень

Дополнительно:

- » система аэромассажа (18 аэрофорсунок)
- » система WaterLight, (14 светодиодов)
- » кран для минеральной воды
- » выбор нестандартного цвета по палитре RAL



Многофункциональная водолечебная ванна "Неман"

предназначена для проведения стандартных бальнеологических процедур с применением пресной или слабо минерализованной воды. Ванна оснащена автоматической системой наклона лежа для удобного входа и выхода пациента и может быть дополнительно оборудована системами аэромассажа и хромотерапии по запросу клиента.

Одной из особенностей ванны "Неман" является эргономичная форма лежа в виде шезлонга, которая создает максимальный комфорт, так как в отличие от обычных ванн с «плоским дном» не дает возможности «соскальзывать вниз» человеку, создавая условия, при которых голова пациента всегда находится выше уровня воды. Наполнение воды в ванну происходит через термостатический смеситель, что позволяет задавать температуру воды с большой точностью.

Опции:

- ▶ Система аэромассажа, включает в себя 18 аэрофорсунок из нержавеющей стали, расположенных по дну ванны, каждая из которых имеет 7 пузырьковых отверстий. Данная опция позволяет проводить процедуру воздушно-пузырькового массажа.
- ▶ Система хромотерапии WaterLight, включает в себя 14 светодиодов, встроенных по периметру всей ванны, имеет 2 режима работы: режим плавного перехода света один в другой и режим монохромного излучения.
- ▶ «Неман» можно выполнить в любом цветовом исполнении по палитре RAL, что позволяет угодить любым требованиям авторского дизайна.
- ▶ В ванну «Неман» можно встроить кран для минеральной воды для проведения бальнеологических процедур с применением минерализованной воды.



Эффекты применения:

- ▶ Стимуляция работы нервных окончаний. В ваннах с аэромассажем «Неман» устанавливаются специальные форсунки, которые обеспечивают непрерывный поток воздушных пузырьков. Благодаря напору, воздушная струя разбивается на тысячи маленьких пузырей, которые буквально окутывают тело.
- ▶ Снятие стресса и напряжения, восстановление душевного спокойствия, профилактика бессонницы.
- ▶ Улучшение кровотока и лимфооттока. Благодаря плотной струе воздушных пузырьков очищаются поры, происходит насыщение кожи кислородом. Специалисты медицинских центров рекомендуют во время процедур аэромассажа использовать аромамасла или соли. Воздушные потоки, создаваемые форсунками аэромассажа, значительно улучшают способность кожи воспринимать питательные элементы. Аэромассаж – один из лучших способов вернуть и сохранить упругость кожи.
- ▶ Создание воздушного облака вокруг тела позволяет снять нагрузку с костей и суставов, значительно снижает болевые ощущения любой этиологии – мышечные, суставные или психосоматические.
- ▶ Аэромассаж положительно влияет на вегетативную и центральную нервную системы, подходит детям, людям с повышенным давлением и тем, у кого чувствительная кожа.



Применение в медицинской практике:

успешно применяется в санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях, оздоровительных комплексах, в центрах реабилитации инвалидов.

Неман

Технические характеристики	
Максимальный объем заливаемой воды, л	350
Полезный объем Ванны, л	250
Подключение горячей воды и холодной воды	труба 1/2"
Время наполнения ванны, мин	10
Время слива ванны, мин	6
Диаметр сливного отверстия, мм	50
Габаритные размеры общие (ДхШхВ), мм	1720x1200x1250
Номинальное напряжение, В	220±10%
Масса ванны стандартной комплектации не более, кг	115
Внимание: масса ванны может меняться в зависимости от комплектации	
Потребляемая мощность:	
- модификация - бальнеологическая, Вт	не более 100
- модификация - аэромассажная, Вт	не более 800
- модификация - с системой Water Light, Вт	не более 150
- модификация - аэромассажная с системой Water Light, Вт	не более 850
- модификация - с краном подачи минеральной воды, Вт	не более 100

Дополнительно:

Система подъема и перемещения пациентов «Ассистент» позволяет беспрепятственно переместить маломобильного пациента в ванну «Неман».



Physiotecnica

188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе 4/1
+7 (812) 321-67-80, +7 (800) 511-67-80
info@pt-med.ru www.pt-med.ru



Информация буклета носит ознакомительный характер