

Рхуsиотесhниса

производство медицинского оборудования

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ, ОЗОКЕРИТА, ПАРАФИНА И ФАНГОПАРАФИНА



ФАНГОПАРАФИНОВАЯ КУХНЯ | фангопарафин, парафин, озокерит

Габариты (котел)	740x685x740 мм
Полезный объем (котел)	60 л
Мощность	4,5 кВт



▶▶ КОТЕЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ФАНГОПАРАФИНА

ГФ-2-60. Изготовлен из нержавеющей стали, выполнен в форме шкафа со сливным вентилем и крышкой для верхней загрузки фангопарафина.

▶▶ **ТЕРМОШКАФ.** Предназначен для поддержания необходимой температуры фангопарафиновых смесей. Изготовлен из нержавеющей стали. Выполняет функции поддержания заданной температуры внутри камеры хранения лотков с готовыми фангопарафиновыми смесями от +40°C до +55°C.

▶▶ **СТОЛ РАБОЧИЙ.** Предназначен для проведения необходимых операций при подготовке фангопарафина для лечебного применения.

▶▶ **ЛОТОК.** Предназначен для распределения фангопарафиновых смесей по порциям при проведении процедур или для обеспечения хранения смесей. Лотки изготовлены из нержавеющей стали и поставляются вместе с термошкафом в количестве 12 шт.

▶▶ **ТЕЛЕЖКА.** Предназначена для перевозки лотков с подготовленными фангопарафиновыми смесями при проведении процедур или обеспечении хранения смесей. Тележка изготовлена из нержавеющей стали и оснащена поворотными колесиками со стопорными механизмами.



КУХНЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ

Габариты (котел 60 л)	800x685x1060 мм
(котел 80 л)	880x770x1060 мм
Мощность	4,5 кВт

▶▶ КОТЕЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ.

Вместимость 60 или 80 л, выполняет функции перемешивания, разогрева и разлива лечебной грязи.

▶▶ **ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ** предназначена для перевозки ведра с подготовленной лечебной грязью при подготовке и проведении процедур или для обеспечения хранения лечебной грязи. Тележка изготовлена из нержавеющей стали. Оснащена поворотными колесиками и удобной рукояткой.

▶▶ **СТОЛ РАБОЧИЙ** предназначен для проведения необходимых операций при процессе подготовки лечебной грязи или фангопарафина. Изготавливается на заказ.

▶▶ МОЙКА СО СМЕСИТЕЛЕМ И СЛИВНЫМ ПАТРУБКОМ.

Столы рабочие могут оснащаться дополнительным оборудованием: мойка, смеситель для холодной и горячей воды.



ТЕРМОШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФАНГОПАРАФИНОВЫХ СМЕСЕЙ



Габариты	680×725×880 мм
Количество лотков	12 шт
Масса	80 кг
Мощность	0,7 кВт



ТЕРМОШКАФ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФАНГОПАРАФИНОВЫХ СМЕСЕЙ. ОН МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЦЕНТРАХ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И СПА САЛОНАХ.

- ▶ Вся конструкция полностью изготовлена из нержавеющей стали
- ▶ Функция поддержания заданной температуры внутри камеры хранения лотков с готовыми фангопарафиновыми смесями от +20 до +55°C.
- ▶ Система циркуляции теплого воздуха
- ▶ Термошкаф может быть интегрирован в 2х и 3х секционный рабочий стол с возможностью установки мойки со смесителем.

НАГРЕВАТЕЛЬ ТЕРМОКОМПРЕССОВ

Габариты	875 ×510×970мм
Объем заливаемой воды	80 л
Масса	75 кг
Мощность	3,5 кВт

НТМ-16 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАГРЕВА НА ВОДЯНОЙ БАНЕ ТЕРМОКОМПРЕССОВ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ СОГРЕВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР И МЕДИЦИНСКИХ АППЛИКАЦИЙ. НАГРЕВАТЕЛЬ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТАХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, СПОРТИВНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ.



- ▶ Вся конструкция вместе с кассетами полностью изготовлена из нержавеющей стали и оснащена регулируемым по высоте ножками
- ▶ Внутри нагревателя размещены 16 стоек, на которые подвешиваются термокомпрессы
- ▶ Удобная крышка снабжена газлифтом, что позволяет удерживать ее в открытом состоянии
- ▶ Индикация выставления и регулирования температуры на панели управления нагревателя
- ▶ Регулятор температуры воды имеет возможность установки величины температуры воды в диапазоне от +20° до +55°C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры:	
Котел ГК-1-60, ДхШхВ, мм	800x685x1060
Котел ГК-1-80, ДхШхВ, мм	880x770x1060
Котел ГФ-2-60, ДхШхВ, мм	740x685x740
Система с термошкафом, ДхШхВ, мм	680x725x880
Нагреватель термокомпрессов, ДхШхВ, мм	875x510x970
2х секционный стол, (ДхШхВ), мм	1300x775x980
3х секционный стол, (ДхШхВ), мм	1945x775x980

►► Кухни для грязе- и теплечения производства «Физиотехника» успешно применяются в амбулаторных, стационарных и санаторно-курортных медицинских учреждениях, а также в оздоровительных комплексах, центрах эстетической медицины, косметологических клиниках и SPA-салонах, где в качестве лечебного средства используются грязи различного минерального состава.

Physiotechnica

188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе 4/1
 +7 (812) 321-67-80, +7 (800) 511-67-80
 info@pt-med.ru  www.pt-med.ru



Информация буклета носит ознакомительный характер