

КУШЕТКИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ «КОМФОРТ ПЛЮС»

Кушетки «Комфорт плюс» - серия многофункциональных физиотерапевтических кушеток для применения в

- ▶ лечебно-профилактических и медицинских учреждениях
- ▶ санаторно-курортных учреждениях
- ▶ СПА-салонах
- ▶ спортивных и оздоровительных центрах

Применение:

- ▶ грязелечение
- ▶ теплолечение
- ▶ обертывания
- ▶ скрабирование
- ▶ массажи
- ▶ лечебные полостные (внутрикишечные) процедуры
- ▶ косметологические процедуры

Особенности серии кушеток «КОМФОРТ ПЛЮС»:

- ▶ Материал изготовления - стеклопластик, нержавеющая сталь.
- ▶ Фурнитура - нержавеющая сталь.
- ▶ Исполнение любого цвета по RAL корпусов стеклопластика.
- ▶ Варианты с подогревом лежа, ручным душем, сливом для грязи, гигиенической чашей, мягким матрасом и подголовником.
- ▶ Кушетка с корпусом из стеклопластика является основой для установки душа Виши.





«Комфорт плюс» модель 01



«Комфорт плюс» модель 02



«Комфорт плюс» модель 03



«Комфорт плюс» модель 04



«Комфорт плюс» модель 05/06



«Комфорт плюс» модель 07/08



«Комфорт плюс» модель 09



«Комфорт плюс» модель 10



«Комфорт плюс» модель 11

Модель	Габариты (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Душ ручной	Слив, подключаемый к канализации	Слив для грязи	Мягкий матрас	Гигиеническая чаша со сливом в центре кушетки	Подогрев лежа
Модель 01	2100x780x710	35				опция		
Модель 02	2300x780x710	40	☒	☒		опция		
Модель 03	2300x780x71	65	☒	☒		опция		☒
Модель 04	2100x780x710	38	☒	☒		☒	☒	
Модель 05	2380x930x630	42			☒	опция		
Модель 06	2380x930x630	55			☒	опция		☒
Модель 07	2470x910x620	46			☒	опция		
Модель 08	2470x910x620	60			☒	опция		☒
Модель 09	2000x690x670	30		☒		☒	☒	опция
Модель 10	2065x750x1060	47			☒	☒		
Модель 11	2100x800x650	50						

▶▶ Код вида: 187250 Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический.
 ▶▶ Входят в приказы МЗ РФ об оснащении: 366н, 1130н, 1317н, 1379н (450н), 169н.

Physiotecnica

188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе 4/1
 +7 (812) 321-67-80, +7 (800) 511-67-80
 info@pt-med.ru www.pt-med.ru



Информация буклета носит ознакомительный характер