

КАТАЛКА МЕДИЦИНСКАЯ «НАДЕЖДА» ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ



Каталка медицинская «Надежда»

разработана для принятия душевых процедур сестринского (гигиенического) ухода за тяжело больными пациентами и для перемещения пациентов внутри лечебных учреждений.

Оснащена механизмом опускания/поднимания и изменения угла наклона ложа.



Удобство эксплуатации

- » Каталка выполнена из нержавеющей стали.
- » Съёмные матрас и подголовник изготовлены из материала, не впитывающего воду, допускается многократная обработка дезинфицирующими средствами.
- » Матрас крепко фиксируется липучками к бортам для герметизации пространства ложа.
- » Легко опускаемые борта с 4-х сторон имеют фиксаторы для безопасности пациента и персонала.
- » Пульт управления с индикаторами заряда батареи и сигналом превышения веса.
- » Колеса прорезиненные диаметром 125 мм с удобным стопором.
- » На углах кушетки установлены бамперы-колесики для обеспечения безопасности при передвижении и размещении кушетки в помещении.
- » Внутри ложа установлен слив, подключенный к сливной трубе, которая может выводиться в фановую трубу диаметром 50 мм, унитаз или сток в полу помещения.

Автономность и мобильность

Встроенный аккумулятор обеспечивает независимую от сети электропитания работу механизма по подъёму, опусканию и изменению угла наклона ложа.

Управление и контроль

- » Индикация состояния заряда батареи отображается на пульте управления. Индикатор загорается после нажатия на кнопки перемещения и гаснет автоматически через 10 секунд бездействия.
- » При низком уровне заряда индикатор начинает мигать, раздается звуковой сигнал. Заряда хватит для безопасного завершения одной процедуры.
- » Пульт имеет индикатор перегрузки по весу, который сигнализирует в случае превышения допустимой массы пациента.

- » Код вида: 201670 Каталка больничная, с электропитанием.
- » Входит в приказы МЗ РФ об оснащении: 1130н, 90н, 92н, 1317н, 559н, 208н.

Габариты и технические характеристики	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4	Модель 5
Тип ложа - составное с регулировкой наклона изголовья	☒	☒		☒	
Тип ложа - сплошное без регулировки наклона изголовья			☒		☒
Габариты, мм	2120x800x1120	2120x800x1120	2120x800x1120	2120x800x1120	2120x800x1120
Вес, кг	100	95	89	89	83
Высота подъема ложа от пола, нижний уровень, мм	480	480	480	480	480
Высота подъема ложа от пола, верхний уровень, мм	920	920	920	920	920
Угол регулирования наклона ложа, °	$(-9\pm 2)^{\circ}/(+7\pm 2)^{\circ}$	$(-9\pm 2)^{\circ}/(+7\pm 2)^{\circ}$	$(-9\pm 2)^{\circ}/(+7\pm 2)^{\circ}$	$(-9\pm 2)^{\circ}/(+7\pm 2)^{\circ}$	$(-9\pm 2)^{\circ}/(+7\pm 2)^{\circ}$
Угол регулирования поднятия изголовья, °	$(40\pm 5)^{\circ}$	$(40\pm 5)^{\circ}$		$(40\pm 5)^{\circ}$	
Максимальная грузоподъемность, кг	170	170	170	170	170
Работа от сети	☒			☒	☒
Работа от съемной аккумуляторной батареи	☒	☒	☒		
Работа от резервной аккумуляторной батареи	☒			☒	☒
Комплектация					
Пульт управления	☒	☒	☒	☒	☒
Мягкие матрац и подголовник	☒	☒	☒	☒	☒
Аккумуляторная батарея	☒	☒	☒		
Зарядное устройство	☒	☒	☒		
Дополнительное внешнее зарядное устройство	☒	☒	☒		
Кабель питания	☒			☒	☒
Пробка и сливной шланг	☒	☒	☒	☒	☒

Дополнительное оборудование.

Настенная панель для установки термостатического смесителя с душевой лейкой.

- » установка комфортной температуры подачи воды
- » исключение температурных скачков из системы центрального водоснабжения



Physiotecnica

188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе 4/1
 +7 (812) 321-67-80, +7 (800) 511-67-80
 info@pt-med.ru www.pt-med.ru



Информация буклета носит ознакомительный характер