



ВАННА ДЛЯ СУХОГО ГИДРОМАССАЖА «КВАТРОДЖЕТ ПЛЮС»

Компания «Физиотехника» – ведущий российский производитель водолечебного оборудования, рада представить вам свою новинку – ванну для сухого гидромассажа **«КВАТРОДЖЕТ ПЛЮС»**. Новейшее российское высокотехнологичное оборудование с функцией перемещения 4-х форсунок.

Основным отличием модели **КВАТРОДЖЕТ ПЛЮС** от базовой версии **КВАТРОДЖЕТ** является наличие двух гидромассажных насосов, создающих более высокое давление при работе 4-х форсунок и значительное расширение алгоритмов массажа за счет полностью переработанной системы движения каретки. Благодаря изменениям ощущения от гидромассажа максимально приближены к эффекту классического массажа.

Кушетка предназначена для использования в медицинских и оздоровительных учреждениях широкого профиля (физиотерапевтические кабинеты клиник и поликлиник, а также оздоровительные и СПА центры, санатории, релаксационные центры).

С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ВАННЫ «КВАТРОДЖЕТ ПЛЮС»:

- ▶ Возможность выбора программы с величиной давления струи воды из гидрофорсунок от 2 до 6 атм;
- ▶ Возможность управления работой гидрофорсунок в процессе проведения процедуры (форсунки плавно перемещаются в заданном диапазоне роста от области шеи и плеч к ногам и от ног в область плеч и шеи);
- ▶ Нагревание воды в резервуаре кушетки в диапазоне от +26 °С до +35 °С с шагом установки температуры нагрева 1 °С и автоматическим поддержанием температуры 24/7;
- ▶ Экономичное автоматическое охлаждение проточной холодной водой, что позволяет бесперебойно эксплуатировать оборудование с высокой нагрузкой и значительно экономит электроэнергию;
- ▶ Различные варианты декоративной подсветки оборудования;
- ▶ Установка «рабочего времени» исключающего несанкционированное использование оборудования согласно часам и дням недели.

Обновленное меню управления ЖК монитора предлагает выбрать один из 3-х профилей и задать индивидуальные параметры гидро-массажа, которые можно корректировать в процессе процедуры.

Ниже представлены восемь специально созданных программ массажа, каждая из которых состоит из нескольких чередующихся монорежимов. Монорежимы сменяются после прохождения каретки с форсунками полного цикла.



►► **ОБЩИЙ** – для проведения универсального массажа всего тела.

►► **ИНТЕНСИВНЫЙ** – позволяет провести массаж всего тела с помощью 4х гидрофорсунок.

►► **РЕЛАКС** – режим массажа для максимального расслабления мышц пациента.

►► **ПОЯСНИЦА И НОГИ** – режим для массажа поясницы и ног.

►► **СПИНА** – данный режим позволяет провести массаж только зоны спины.

►► **ЛИМФАТИЧЕСКИЙ** – данный режим позволяет провести массаж, который снимет отеки и усталость.

►► **ШЕЯ И СПИНА** – режим для массажа только шейно-плечевой зоны и спины.

►► **ПОЯСНИЦА И НОГИ** – режим для массажа поясницы и ног.

Технические характеристики

Габаритные размеры (ванны), мм	2570x1070x670
Масса, кг	не более 200
Потребляемая мощность не более, кВт	5
Номинальное напряжение при частоте 50 Гц, В	380
Количество программ гидромассажа	8
Количество насосов	2

PhysoTechnica

📍 188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе 4/1
 ☎ +7 (812) 321-67-80, +7 (800) 511-67-80
 ✉ info@pt-med.ru 🌐 www.pt-med.ru



Информация буклета носит ознакомительный характер