

Рyсiотechnica

производство медицинского оборудования



ВАННА С ДВЕРЦЕЙ «ОНЕГА КОМФОРТ»



ВАННА С ДВЕРЦЕЙ «ОНЕГА КОМФОРТ»

Ванна с дверцей с эргономичным антискользящим сиденьем - современное решение для пользователей с ограниченными возможностями передвижения.

Дверь открывается на 180°, её геометрия полностью повторяет форму сиденья, нижний порог отсутствует.

Конструкция двери обеспечивает беспрепятственный доступ в ванну: можно вплотную подкатить инвалидное кресло, подойти, опираясь на ходунки или костыли, для дальнейшего размещения в ванне.

Многофункциональность «два в одном» для профессионального и бытового применения:

- ▶▶ Полная комплектация - для проведения бальнеологических процедур, оздоровления восстановления в медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных учреждениях.
- ▶▶ Базовая комплектация - для бытового применения.
Ванна может устанавливаться в жилых и бытовых помещениях для принятия гигиенических процедур.

Основные преимущества ванны «Онега Комфорт»

- ▶▶ термостатический смеситель заливной линии для исключения температурных скачков и автостоп наполнения при аварийном отключении ХВС
- ▶▶ система быстрого залива: 5-8 мин., 2 излива
- ▶▶ система быстрого слива: 2-4 мин., 2 слива
- ▶▶ 2 слива в уровень с полом
- ▶▶ 2 внутренних поручня для безопасного размещения в ванне
- ▶▶ встроенная лейка обмыва


Базовая комплектация ванны «Онега Комфорт»

- ▶ ванна из акрила с правой дверцей
- ▶ термостатический смеситель смонтирован на ванну

Модели и габариты

Габариты и объем	Онега Комфорт 445	Онега Комфорт 410
Максимальный объем, л	445	410
Длина x Ширина x Высота, мм	1400x960x1135	1320x850x1135





Дополнительные опции ванны «Онега Комфорт»

- ▶▶ аэромассаж 15 форсунок
- ▶▶ гидромассаж 15 форсунок (+ аэрация)
- ▶▶ аэро-гидромассаж 30 форсунок (+аэрация)
- ▶▶ хромотерапия 2 лампы
- ▶▶ выбор стороны открывания дверцы - правая/левая
- ▶▶ выбор материала корпуса - акрил/стеклопластик
- ▶▶ монтаж термостатического смесителя на стену помещения для самостоятельного управления пользователем
- ▶▶ подголовник на присосках
- ▶▶ выбор колеровки по RAL



Рхуsiотесhиса

производство медицинского оборудования



- 📍 188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул. Понссе 4/1
- ☎ +7 (812) 321-67-80, 8 (800) 511-67-80
- ✉ info@pt-med.ru 🌐 www.pt-med.ru

Информация буклета носит ознакомительный характер